

UHU kućni aparat - SPECIFIKACIJE

U PAKOVANJU JE EU PD USB C ISPRAVLJAČ 220V-110V / 5-20V, 2-10A

SNAGA - MAX 100W

POTROŠNJA STRUJE - MAX 100W

JAČINA MAGNETNOG POLJA - 2 microT - 10 miliT

VRSTE EM POLJA – HERCIJANSKO I SKALARNO

VRSTE EM TALASA – SINUSNI, ČETVRTASTI I TESTERASTI

DIMENZIJE APARATA I MATERIJAL - 20 x 20 x 4, PUNO KVALITETNO DRVO

DIMENZIJE ANTENA I MATERIJAL - R15 x 2, UGLJENO/KERAMICKA SMESA

DIMENZIJE RUČICA I MATERIJAL - R3 x 12, VISOKOPROVODNI DURALUMINIJUM

DUŽINA KABLOVA I MATERIJAL - 1.5m, TROŽILNI KABL, BAKARNA ŽICA SA SILIKONSKIM OMOTAČEM I NIKLOVANIM KONEKTORIMA

SADRŽAJ PAKOVANJA UHU APARATA

1. APARAT	1 KOMAD
2. ANTENE APLIKATORI	2 KOMADA
3. DRZAČI	2 KOMADA
4. ISPRAVLJAČ	1 KOMAD
5. KABLOVI	2 KOMADA
6. TRAKE ZA PRIČVRŠĆIVANJE	2 KOMADA
7. UPUTSTVO ZA UPOTREBU	1 KOMAD
8. GARANTNI LIST	1 KOMAD
9. KUTIJA/PAKOVANJE	1 KOMAD

VAŽNO UPOZORENJE/USLOVI ZA OSTVARENJE GARANCIJE

Pre uključenja, Aparat (APARAT i ANTENE) pustiti da se prvo aklimatizuju na sobnoj temperaturi.

Aparat ne uključivati u stare, loše i neuzemljene priključnice!

Aparat, antene, držače, kablove, ispravljač (u daljem tekstu Aparat) nikad ne izlagati temperaturama ispod 4 stepena C i preko 40 stepeni C (39 F – 104 F)!

Aparat ne izlagati otvorenoj toploti visokih temperatura (direktno i/ili jako sunce, blizina vatre ili jačeg grejnog tela). Aparat ne paliti.

Ne savijati kablove na silu i bez potrebe, ne prelamati ih, ne seći i ne kidati konektore (prilikom izvlačenja kablova iz aparata/antena/držača, iste držati samo za gumeno-plastične konektore, nikako za kablove). Isto važi i za ispravljač – uvek ga držati za čvrste konektore, nikad za kabl!

Aparat ne izlagati ekstremnim hladnoćama i ledu. Aparat nikad ne polivati vodom i držati ga dalje od tečnosti i od vlage uopšte!

Aparat ne uzimati mokrim i/ili masnim rukama!

Aparat nikad ne brisati sredstvima za čišćenje, prati ili bilo kako vlažiti (brisati samo mekom krpom)!

Aparat ne bacati s visine ili ga udarati tvrdim i/ili oštrim predmetima!

Aparat ne stavljati u usta i/ili koristiti kao podmetač!

Aparat ne otvarati i ne menjati/popravljati delove Aparata sami kod kuće!

Aparat ne davati deci ispod 16 godina da ga sami koriste i/ili da se igraju i stavljaju u usta!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

-- KORIŠĆENJE PROGRAMA KAD ANTENE STOJE NA SAMOM APARATU

1. SPOJITI ISPRAVLJAČ (4) SA APARATOM (1)



2. UTAKNUTI DRUGI KRAJ ISPRAVLJAČA (4) U KUĆNU UTIČNICU

3. UTAKNUTI SPOLJNE ANTENE APLIKATORE (2) NA KONEKTORE NA APARATU (1). U ZAVISNOSTI OD IZBORA PROGRAMA, STAVITI JEDNU ILI OBE ANTENE U SVOJA LEŽIŠTA NA APARATU, KAO I ODREDITI DA LI SU ANTENE OKRENUTE LICEM NA ISTU ILI LICEM NA RAZLIČITE STRANE KAO NA SLICI, A SVE PREMA VRSTI PROGRAMA KOJA I ZAHTJEVA DRUGAČIJE POSTAVLJANJE ANTENA ZBOG POTREBNE VRSTE EL. MAGNETNOG POLJA I TALASA



4. UKLJUČITI APARAT PRITISKOM NA PREKIDAČ NA ZADNJOJ STRANI APARATA



5. U MENIJU (POČETNOJ STRANI) KOJI SE POJAVI NA EKRANU APARATA, SA LEVE STRANE EKRANA U PADAJUĆEM (SCROLL UP/DOWN) MENIJU IZABRATI ŽELJENI PROGRAM DELOVANJA – SA DESNE STRANE EKRANA ĆE SE AUTOMATSKI POJAVLJIVATI PODGRUPE IZABRANE GLAVNE GRUPE SA LEVE STRANE, TE IZBOROM GORE DOLE (SCROLL UP/DOWN) NA TOJ DESNOJ STRANI EKRANA ODABERITE ŽELJENI PROGRAM IZ ODABRANE PODGRUPE. ONDA SE NA EKRANU POJAVI IZBOR – ANTENE / DRŽAČI. PRITISNETE APLIKATOR I NA EKRANU ĆE SE POJAVITI JEDAN, DVA ILI VIŠE PONUDJENIH OPCIJA/PROGRAMA ZA TRETIRANJE IZABRANE BOLESTI, KAO PRIKAZ JEDAN DO DRUGOG. ONDA KLIKOM NA ŽELJENI KRUG/PROGRAM STARTUJTE ISTI (POJAVI SE KRUG SA VREMENOM TRAJANJA OPCIJE PROGRAMA). SVAKI PROGRAM JE VEĆ NAMEŠTEN NA POTREBNO VREME TRAJANJA I APARAT ĆE SE AUTOMATSKI ISKLJUČITI KAD VREME TRAJANJA PROGRAMA ISTEKNE, A ODBROJAVANJE UNAZAD ĆE BITI VIDLJIVO NA EKRANU. U SLUČAJU DA VAM JE TOKOM TRAJANJA PROGRAMA POTREBNO DA ISTI ZBOG NEKOG RAZLOGA PAUZIRATE, PRITISNITE `PAUZA` U DNU EKRANA, PROGRAM ĆE SE PAUZIRATI I ONDA, KAD BUDETE ŽELELI DA NASTAVITE, PRITISKOM NA ISTI TASTER (SADA PIŠE `START`) PROGRAM ĆE SE NASTAVITI TAMO GDE STE GA ZAUSTAVILI.



NAPOMENA – DOK KORISTITE PROGRAME KAD SU ANTENE UTAKNUTE U APARAT, PREPORUČENA RAZDALJINA OD APARATA/ANTENA DO VAS SE ODREĐUJE PREMA SNAZI KOJU STE ODABRALI U MENIJU APARATA – 25, 50, 75, 100 %

SLABO- max 0.5m / **SREDNJE-** max 1m / **JAKO-** max 2m

UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROGRAMA SA DRŽAČIMA

1. SPOJITI (UTAKNUTI) JEDAN KRAJ KABLOVA (5) U DRŽAČE (3)



2. DRUGI KRAJ KABLOVA (5) UTAKNUTI U APARAT (1)



3. UKLJUČITI APARAT (1) PRITISKOM NA PRKIDAČ NA ZADNJOJ STRANI APARATA



4. U MENIJU (POČETNOJ STRANI) KOJI SE POJAVI NA EKRANU APARATA, SA LEVE STRANE EKRANA U PADAJUĆEM (SCROLL UP/DOWN) MENIJU IZABRATI ŽELJENI PROGRAM DELOVANJA – SA DESNE STRANE EKRANA ĆE SE AUTOMATSKI POJAVITI PODGRUPE IZABRANE GLAVNE GRUPE SA LEVE STRANE, TE IZBOROM GORE DOLE (SCROLL UP/DOWN) NA TOJ DESNOJ STRANI EKRANA ODABERITE ŽELJENI PROGRAM IZ ODABRANE PODGRUPE. ONDA SE NA EKRANU POJAVI IZBOR- ANTENE ILI DRŽAČI. PRITISNETE DRŽAČI I NA EKRANU ĆE SE ONDA POJAVITI JEDAN, DVA ILI VIŠE PONUDJENIH OPCIIJA/PROGRAMA ZA TRETIRANJE IZABRANE BOLESTI, KAO PRIKAZ JEDAN DO DRUGOG. ONDA KLIKOM NA ŽELJENU OPCIJU STARTUJTE ISTI. SVAKI PROGRAM JE VEĆ NAMEŠTEN NA POTREBNO VREME TRAJANJA I APARAT ĆE SE AUTOMATSKI ISKLJUČITI KAD VREME TRAJANJA PROGRAMA ISTEKNE, A ODBROJAVANJE UNAZAD ĆE BITI VIDLJIVO NA EKRANU. U SLUČAJU DA VAM JE TOKOM TRAJANJA PROGRAMA POTREBNO DA ISTI ZBOG NEKOG RAZLOGA PAUZIRATE, PRITISNITE TASTER `PAUZA`, PROGRAM ĆE SE PAUZIRATI I ONDA, KAD BUDETE ŽELELI DA NASTAVITE, PRITISKOM NA ITI TASTER (SADA PIŠE `START`) PROGRAM ĆE SE NASTAVITI TAMO GDE STE GA ZAUSTAVILI.



5. **UHVATITI U OBE RUKE PO JEDNU RUČICU (3) KAO NA SLICI DO ISTEKA TRAJANJA ŽELJENOG PROGRAMA.** NA VRHOVIMA DRZACA BICE UPALJENA DVA LED SVETLA KAO ZNAK DA PROGRAM RADI I PRENOSI MIKRO STRUJU/EM POLJE KROZ VASE TELO



NAPOMENA - OVI DRŽAČI PRVENSTVENO SLUŽE ZA PROGRAME ELIMINISANJA BAKTERIJA, VIRUSA, PARAZITA, GLJIVICA, GLISTA, ODMETNUTIH ĆELIJA... TE SU I PROGRAMI ZA TE TRETMANE (ZBOG SAME PRIRODE BOLESTI I FREKVENTNOG OPSEGA NJIHOVOG RADA KAO I NAČINA NAŠEG PROGRAMIRANJA DELOVANJA NA NJIH), PRILAGODJENI RUČICAMA.

NARAVNO, NE SMETA NIŠTA DA SE KORISTE I ZA DRUGE PROGRAME ALI JE APSOLUTNO NEPOTREBNO (A I NEKOMOTNO) DRŽATI OVE RUČICE PO POLA SATA, SAT A UČINAK JE ISTI KAO KOD KORIŠĆENJA SPOLJNIH ANTENA/APLIKATORA. DAKLE, POŠTO SU RUČICE KONSTRUISANE I UPARENE SA NAČINOM DELOVANJA APARATA NA GORE POMENUTE STVARI, APSOLUTNA JE PREPORUKA DA SE SAMO ZA TO I KORISTE.

UPOZORENJE – PRILIKOM KONEKCIJE I DISKONEKCIJE KABLOVA U APARAT I/ILI DRŽAČE, OBAVEZNO I JEDINO DRŽITE SAMO KONEKTORE KABLOVA (PLASTICNO GUMENI DEO) A NIKAKO SAME KABLOVE. NE PRESAVIJAJTE I NE `LOMITE` KABLOVE NA SILU

UHU APARAT POSEDUJE MNOGE DODATNE FUNKCIJE OD KOJIH JE MOŽDA NAJKOMFORNIJA DA POSEDUJE 4 PRESET PROGRAMA, TJ MOGUĆNOST DA 4 OSOBE POSEDUJU SVOJE PREFERIRANE/POTREBNE PROGRAME POD SVOJIM BROJEM, ŠTO ZNAČAJNO OLAKŠAVA UPOTREBU APARATA SVAKOJ OSOBI U PORODICI. TE PROGRAME JE DOVOLJNO JEDNOM UČITATI U SVOJ BROJ/IME I POSLE JE UPOTREBA BRZA I JEDNOSTAVNA, DA NE BI SVAKI PUT VRŠILI PRETRAGU KAD VAM JE APARAT POTREBAN.



UHU APARAT IMA BAZU OKO 1400 BOLESTI I STANJA I OKO 3500 PROGRAMA I OPISA NA PREKO 30 SVETSKIH JEZIKA ČIME JE LAKA, PRECIZNA UPOTREBA OMOGUĆENA MNOGIM LJUDIMA U SVETU

NAČIN KORISCENJA – OBAVEZNO DOBRO PROUČIT

ZA KORIŠĆENJE **UHU kućnog aparata** POSTOJE NEKA OPŠTA PRAVILA. POŠTO POSTOJI IZBOR DVE VRSTE ELEKTROMAGNETNOG POLJA (HERCIJANSKOG I SKALARNOG), POTREBNO JE REĆI

- ZA PUNJENJE NAŠIH ĆELIJA POTREBNOM ENERGIJOM (NAPONOM), TRETIRANJA POBOLJŠANJA RADA ORGANA I SISTEMA, BOLOVE, OPORAVAK NERVNIH, MOŽDANIH FUNKCIJA, ODMOR, KONCENTRACIJU, SPAVANJE.. SE KORISTI SKALARNO POLJE. ONO SE POSTIŽE KADA SE ANTENE (DOK SU DIREKTNO UKLJUČENE U APARAT BEZ KABLA), OKRENUTE LICEM ILI NALIČJEM JEDNA KA DRUGOJ. ZA TRETMANE KADA SU ANTENE ZA APARAT VEZANE PREKO KABLOVA I STAVLJATE IH NA TELO ILI PORED TELA, OBRATITE PAŽNJU DA SU OKRENUTE NA LICEM NA SUPROTNE STRANE. ILI.. POSTAVITE JEDNU ANTENU SA JEDNE STRANE ŽELJENOG MESTA ZA TRETMAN A DRUGU SA DRUGE STRANE, TAKO DA SE PRAKTIČNO NADJETE U EM. POLJU IZMEDJU ANTENA.
- ZA TRETIRANJA ZARASTANJA SVIH RANA, KOSTIJU, TETIVA, LIGAMENATA.. I POVREDA SVIH VRSTA GDE JE POTREBAN INVAZIVNIJI TRETMAN... SE KORISTI SE VIŠE HERCIJANSKO POLJE (MADA I SKALARNO POLJE DOBRO RADI). HERCIJANSKO POLJE SE POSTIŽE KADA SU ANTENE (DOK SU DIREKTNO UKLJUČENE U APARAT BEZ KABLA), OKRENUTE LICEM NA ISTU STRANU. ZA TRETMANE KADA SU ANTENE ZA APARAT VEZANE PREKO KABLOVA I STAVLJATE IH NA TELO ILI PORED TELA, OBRATITE PAŽNJU DA SU OKRENUTE LICEM NA ISTU STRANU. ILI.. POSTAVITE JEDNU ANTENU SA JEDNE STRANE ŽELJENOG MESTA ZA TRETMAN A DRUGU SA DRUGE STRANE, TAKO DA SE PRAKTIČNO NADJETE U EM. POLJU IZMEDJU ANTENA. I TO JE SVE.
- ZA UNIŠTAVANJA BAKTERIJA, GLJIVICA, VIRUSA, POLIPA, ODMETNUTIH ĆELIJA, GLISTA, PARAZITA, BRADAVICA, MIOMA... KORISTE SE NAJČEŠĆE DVE ALUMINIJUMSKE ŠIPKE UTAKNUTE PREKO KABLOVA U APARAT (JEDNA U LEVOJ I DRUGA U DESNOJ RUCI) SVE VREME TRAJANJA ŽELJENOG PROGRAMA. TO STVARA POSEBNU VRSTU MIKRO STRUJA I ELEKTROMAGNETNOG POLJA KOJE NA PODRUČJU KOMPLETNOG TELA A DIREKTNIM DEJSTVOM KROZ TELO, PRONALAZI PROBLEME NA FREKVENCIJAMA ZADATIH PROGRAMA I ELIMINIŠE IH.

VEĆINU PROGRAMA JE DOVOLJNO UKLJUČIVATI JEDNOM DNEVNO DO POBOLJŠANJA ZDRAVSTVENOG STANJA DELA TELA KOJI ŽELITE DA OPORAVITE

POJEDINA STANJA ZAHTEVAJU KORIŠĆENJE I DVA PUTA DNEVNO (UJUTRU I UVEČE), KAO ŠTO SU BRZI TRETMANI SPORTSKIH POVREDA I NEKI OZBILJNIJI PROBLEMI

UPOZORENJE - VEĆINA STVARI I STANJA SE TRETIRA ISKLJUČIVO PO POTREBI, ŠTO ZNAČI DA SE APARAT NE UKLJUČUJE PREVENTIVNO SAMO ZATO ŠTO JE TU ILI ZATO ŠTO IMATE VREMENA SEDEĆI U KUĆI. DAJEMO SLEDEĆE PREPORUKE

1.PROGRAMI OPŠTEG TIPRA – ZEMLJA, ODMOR, OPUŠTANJE, KONCENTRACIJA, SMIRENJE, SPAVANJE ... SE MOGU KORISTITI U SVAKO DOBA DANA (ZA SPAVANJE SE KORISTI NOĆU, NARAVNO) I ČAK SU I PREDVIDJENI ZA DUŽE KORIŠĆENJE I TO SA ANTENAMA (APLIKATORIMA) UTAKNUTIM U SAM APARAT, MALE ILI SREDNJE SNAGE A U ZAVISNOSTI OD RAZDALJINE APARATA DO VAS I/ILI VELIČINE PROSTORIJE.

2. PROGRAMI ZA ELIMINACIJU BAKTERIJA, PARAZITA, VIRUSA, GLJIVICA, GLISTA, ODMETNUTIH ČELIJA (PROGRAMI SA DRŽAČIMA) SREDNJE ILI JAČE SNAGE DELOVANJA... SE KORISTE SAMO KAD SE UNAKRSNIM PREGLEDIMA I ANALIZOM KRV I A ZAJEDNO SA KVANTNIM PREGLEDOM, DOKAŽE POSTOJANJE TAČNE VRSTE ISTIH... PREPORUČEN JE TRETMAN JEDNOM ILI (REDJE) DVAPUT DNEVNO U ZAVISNOSTI OD VRSTE I KOLIČINE TAKVIH ŠTETNIH MIKROORGANIZAMA U NAŠEM TELU (ANALIZA KRV I), KAO I SAMOG STANJA NAŠEG TELA. TREBA POVESTI RAČUNA O TOME DA SVAKO UNIŠTAVANJE OVAKVIH NAPASTI DOVODI DO NJIHOVOG RASPADA NA SITNE DELIĆE OTROVA I DA SE KAO TAKVI ONI MORAJU IZBACITI IZ TELA. TO SE NARAVNO RADI SA DOSTA ČAJA I VODE PA JE U STVARI POTREBNO NAPRAVITI TAČAN I ISPRAVAN VREMENSKI ODNOS UNIŠTAVANJA NEŽELJENIH MIKROORGANIZAMA UNUTAR NAŠEG TELA I ELIMINACIJE ISTIH IZ NJEGA.

OVI SE PROGRAMI DAKLE PUŠTAJU JEDNOM DNEVNO (RECIMO UJUTRU). U PODNE PROGRAM ZA POBOLJŠANJE RADA NAPADNUTOG ORGANA A UVEČE SE PUSTI PROGRAM ZA DETOX ORGANIZMA, KOJI BI PREKO NOĆI I UJUTRU UZ MALO POJAČANO UZIMANJE TEČNOSTI IZBACIO TE OTROVE A DA BI SE TAKO SPREČILO MOGUĆE TRENUTNO POGORŠANJE STANJA USLED PREBRZE ELIMINACIJE ŠTETNIH OSTATAKA. PROCES ELIMINACIJE (VREME POTREBNO DA SE IZBACE IZ ORGANIZMA) JE OD 2 (DVA) DO 10 (DESET) DANA, OSIM TRETMANA ODMETNUTIH ČELIJA (40 DANA - PROTOKOL NA ZAHTEV ŠALJEMO NA E-MAIL) U ZAVISNOSTI OD VRSTE MIKROORGANIZMA. I TO SVE BEZ UZIMANJA KLASIČNIH LEKOVA.

3. PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE RADA ILI OPORAVAK POSLE BOLESTI, PRELOMA, ISTEGNUĆA- ORGANA, TKIVA, KOSTIJU, VEZIVNIH TKIVA, MIŠIĆA, OČIJU, KOSE, KOŽE... MOGU SE PUŠTATI JEDAN DO DVA PUTA DNEVNO BEZ IKAKVIH PROBLEMA. OVI SE PROGRAMI NAJČEŠĆE KORISTE SA ANTENAMA (APLIKATORIMA) STAVLJENIM (ILI I PRIČVRŠĆENIM) DIREKTNO NA ŽELJENO MESTO NA TELU

NE TREBA POSEBNO NAGLAŠAVATI DA SE NI OVI PROGRAMI NE KORISTE TEK TAKO PREVENTIVNO JER... KOJA JE SVRHA I POTREBA AKO JE SVE U REDU?

OVI SE PROGRAMI MOGU (A I PREPORUČUJU) KOMBINOVATI SA KLASIČNIM FIZIOTERAPEUTSKIM VEŽBAMA I SVE ZAJEDNO DAJE FANTASTIČNE REZULTATE

PROGRAMA U **UHU** APARATU JE MNOGO, U START PAKETU PREKO 3500, TE JE SKORO NEMOGUĆE SVAKOJ OSOBI ZA SVAKI PROGRAM POJEDINAČNO PREPORUČITI BROJ KORIŠĆENJA U TOKU DANA ALI OSNOVNE SMERNICE SU TU. BOLJITAK JE SVAKAKO NEUPITAN I SIGURAN. **UHU** APARAT SAM PO SEBI DELUJE BRZO I EFIKASNO I NIJE POTREBNO A PONEKAD I KONTRAPRODUKTIVNO KORISTITI GA NON-STOP. VAŠE SLOBODNO VREME ISKORISTITE ZA ŠETANJE, RADITE VEŽBE, ČITAJTE, DRUŽITE SE. KAO ŠTO SMO VEĆ REKLI, NA NAMA JE DA SE PONAŠAMO ISPRAVNO. **UHU kućni aparat** JESTE SKORO SVEMOGUĆ ALI ON JE TU DA NAM POMOGNE DA SE VRATIMO NA PUT ZDRAVLJA - KAD GOD ZATREBA! I DALJE OSTAJE NA NAMA I SAMO NA NAMA DA TO ODRŽAVAMO.

MENI UHU KUĆNOG APARATA

MENI **UHU kućnog aparata** JE NAPRAVLJEN NA VIŠE OD 30 JEZIKA TAKO DA GA SVAKO VEOMA JEDNOSTAVNO MOŽE KORISTITI. POŠTO JE TO EKRAN OSETLJIV NA DODIR, SVE SE IZVODI KAO NA MOBILNOM TELEFONU.

NA POČETNOJ STRANI MENU, U DNU EKRANA SE NALAZI IZBOR RAZNIH STVARI (LISTING, PRETRAGA PO ABECEDI, PROFILI/ZA 4 OSOBE), PA I SETTINGS/PODEŠAVANJA U KOM, KAD SE PRITISNE, SE NALAZI IZBOR STVARI KAO ŠTO SU JEZICI, IZBOR BOJE POZADINE EKRANA, SLEEP MODE, TEME, WI FI, BLUETOOTH POVEZIVANJE, PODEŠAVANJE ZVUKA, OSVETLJENJE EKRANA, PROVERA NOVIJE VERZIJE ... KOJI SE LAKO PODEŠAVAJU U DVA POTEZA, KAO NA BILO KOM MOBILNOM TELEFONU

NA POČETNOJ STRANI EKRANA SE NALAZI- **LEVO NA EKRANU**- IZBOR OD 30 OSNOVNIH GRUPA ZA TRETIRANJE. ODABIROM JEDNE OD TIH OSNOVNIH GRUPA (SCROLL UP/DOWN) DOLAZI SE AUTOMATSKI DO **DESNE STRANE EKRANA**- MENU IZBORA PODGRUPA OSNOVNIH GRUPA SA PROGRAMOM ZA TRETIRANJE U OKVIRU TE PODGRUPE, A IZBOROM ŽELJENOG PROGRAMA U TOJ PODGRUPI NA EKRANU SE ONDA POJAVI **IZBOR LEVO-PEMF APLIKATOR, DESNO-MICRO STRUJA PEMF DRŽAČI**. PRITISKOM NA JEDNO OD TA DVA IZBORA (A U ODNOSU NA TO STA ŽELITE DA TRETIRATE), DOĆI ĆETE DO DIREKTNOG IZBORA OD NEKAD JEDNOG, DO PONEKAD TRI ILI VIŠE PROGRAMA (KRUG SA VREMENOM TRAJANJA PROGRAMA) KOJI TRETIRAJU ŽELJENU STVAR (RAZLIČITA ISPITIVANJA U SVETU SU DOSLA DO RAZLIČITIH NAČINA, FREKVENCIJA, RASPOREDA... **A MI SMO IH VAM SVE STAVILI NA RASPOLAGANJE!**) I PUŠTANJA U RAD ŽELJENOG PROGRAMA. **ONDA PRITISNETE TAJ KRUG**. I UDOBNO SE SMESTITE.

PROGRAMI SU ČESTO JAKO KOMPLEKSNI ALI SU `SPAKOVANI` U RAZUMAN VREMENSKI OKVIR (VEĆINA JE TRAJANJA IZMEDJU 20 I 45 MINUTA), TAKO DA SMO I NA TAJ NAČIN KORISNICIMA OLAKŠALI TRETMAN

SNAGA DEJSTVA APARATA JE VAŠ IZBOR ALI I OBAVEZA DA BIRATE PAŽLJIVO. SVAKI PROGRAM JE UNAPRED POSTAVLJEN DA RADI NA SVOJOJ OPTIMALNOJ SNAZI. ALI.. SA DESNE STRANE POSTOJI IZBOR SNAGE (U % - 25, 50, 75, 100). NIJE UVEK NAJVEĆA SNAGA NAJBOLJI IZBOR. ZAVISI OD VRSTE TRETMANA, RAZDALJINE OD ANTENA, BOLESTI/STANJA... NEKO OPŠTE PRAVILO JE DA PROGRAMI KOJI TRAJU DUŽE, RADE NA MANJOJ SNAZI DOK ONI KRAĆI RADE NA VEĆOJ. ALI.. SVAKI ORGANIZAM JE MALO DRUGAČIJI I TREBA PROGRAME PRILAGODITI SEBI. A KAKO BOLJE PRILAGODITI NEGO KORIŠĆENJEM APARATA KAD ZATREBA?

NAČIN KORISĆENJA – PRIMERI

--AKO JE NEKI ORGAN OBOLEO USLED DELOVANJA BAKTERIJA – UJUTRU JEDNOM KORISTITI PROGRAM ZA ELIMINACIJU BAKTERIJA (SA DRŽAČIMA), U PODNE JEDAN PROGRAM ZA DETOKSIKACIJU (ANTENE NA APARATU) A UVEČE JEDAN PROGRAM ZA PODSTICANJE RADA TOG ORGANA (ANTENE NA TELU), PITI ČAJ I VODU ZA IZBACIVANJE TOKSINA

--AKO TREBA OPORAVITI ORGANE ILI KOSTI POSLE POVREDE ILI LOMA-- UJUTRU I UVEČE PO JEDNOM PUŠTATI PROGRAM ZA OPORAVAK/PODSTICAJ RADA TOG ORGANA ILI KOŠTANOG SASTAVA, TOKOM DANA KORISTITI PROGRAM SCHUMANN/EARTH. AKO IMA BOLOVA,

KORISTITI TOKOM DANA PROGRAM PROTIV BOLOVA (IZABRATI IZ MENIJA VRSTU/MESTO BOLA)

--AKO JE POTREBAN TRETMAN PROTIV NESANICE, PUSTITI UVEČE PROGRAM ZA SPAVANJE ILI – PRVO PROBATI PREDVEČE PROGRAM EARTH ILI EARTH+, MOŽDA JE NEKI OD NJIH VEC DOVOLJAN

PRIMERA JE PUNO. PROBLEMA JE TRENUTNO OKO 1400, MOGUĆIH PROBLEMA MAKAR ISTO TOLIKO. SVI SMO RAZLIČITI I JEDAN PROGRAM KOJI NA NEKOGA ODMAH DELUJE, NA DRUGOG MOŽDA IMA MALO ODLOŽENO DEJSTVO. NARAVNO, POD USLOVOM DA SMO PUSTILI PRAVI PROGRAM

NAPOMENA

APARAT NE TREBA DA KORISTE SAMA DECA ISPOD 16 GODINA STAROSTI. UVEK NEKA JE NEKO STARIJI PORED NJIH ZA POMOĆ PRI UPOTREBI **UHU kućnog aparata.**

UPOZORENJE O KONTRAINDIKACIJAMA

Do danas je u svetu izvršeno preko 7000 kliničkih ispitivanja i testiranja dejstava PEMF terapija. Iako se čini da je to mnogo, urađjen je do sad samo deo posla u dokazivanju kvaliteta i funkcija ove vrste tretmana. Samim tim, ispitan je i samo deo mogućih komplikacija koje PEMF tretman možda može da izazove. Na našu sreću a i znanje naravno, do sada PEMF terapije nisu pokazale nikakav invazivan a negativan uticaj na ljudski organizam. Sa ispitivanjima se nastavlja a mi smo svakako u obavezi i želji da vam ukažemo na moguće poteškoće sa kojima biste se možda mogli sresti korišćenjem PEMF

- NIJE PREPORUČENO KORIŠĆENJE PEMF TERAPIJA OSOBAMA SA UGRADJENIM ELEKTROSTIMULATORIMA KAO ŠTO JE PACEMAKER, NERVNI ELEKTROSTIMULATORI BILO KOJE NAMENE, INSULINSKE PUMPE ILI OSOBAMA SA BILO KAKVIM U TELO UGRADJENIM APARATIMA KOJI RADE NA STRUJU. AKO KORISTITE **UHU KUĆNI APARAT I UOPŠTE PEMF TRETMAN, TO RADITE ISKLJUČIVO NA SOPSTVENU ODGOVORNOST.**

IAKO DO SADA NIJE BILO NIKAKVIH NEŽELJENIH EFEKATA KOD PACIJENATA SA UGRADJENIM PACEMAKER-OM I SLIČNIM ELKTRO STIMULATORIMA I UREDJAJIMA U TELU, IPAK POSTOJI

MOGUĆNOST DA ISTI BUDE OMETEN DELOVANJEM ELEKTROMAGNETNOG POLJA PEMF APARATA.

-PRE KORIŠĆENJA PEMF TERAPIJE BILO KOJE VRSTE NA DECI KOJA NISU ZAVRŠILA SVOJ RAZVOJ (DECA DO 16. GODINE) POTREBNO JE KONSULTOVATI LEKARA. DELOVANJEM PEMF TERAPIJE STIMULIŠU SE IZMEDJU OSTALOG I ČELIJE MOZGA I TO REZULTIRA ODREDJENIM BIOFIZIČKIM PROCESIMA. DELOVANJE PEMF DA DECU DO SADA NIJE DALO NIKAKVE KOMPLIKACIJE ALI NA NAMA JE DA VAS UPOZORIMO.

- OSOBE SA UGRADJENIM PROTETIČKIM TELIMA (PROTEZE) BILO KOJE VRSTE PRVO TRBA DA SE KONSULTUJU SA LEKAROM. TE PROTEZE MOGU DA SE MAGNETIŠU OVIM PULSIRAJUĆIM ELEKTROMAGNETNIM POLJEM I TAKO IZAZOVU POVREMENE REAKCIJE – PECKANJE, BOCKANJE, SVRAB, NEPRIJATAN OSEĆAJ. ZATO PRVO KONSULTUJTE LEKARA KOJI ĆE VAM REĆI OD KOG MATERIJALA JE VAŠA PROTEZA I DATI VAM DALJA UPUTSTVA. DO SADA NIJE BILO NIKAKVIH KOMPLIKACIJA IZAZVANIH PEMF SA OVIM PACIJENTIMA ALI JE NA NAMA DA VAS UPOZORIMO.

- OSOBE SA TRANSPLANTOVANIM ORGANIMA PRVO TREBA DA SE KONSULTUJU SA LEKAROM. OVO JE ZATO ŠTO TE OSOBO OBIČNO UZIMAJU LEKOVE ZA SUZBIJANJE ODBACIVANJA TIH ORGANA OD STRANE SVOG ORGANIZMA. POSTOJI MOGUĆNOST DA BI AGRESIVNA PEMF TERAPIJA U POČETNOJ FAZI PRIHVATANJA TRANSPLANTA MOGLA DA IZAZOVE KONTRA EFEKAT, TJ DA NEUTRALIŠE DEJSTVO LEKA ZA SPREČAVANJE ODBACIVANJA, PREPISANOG OD STRANE LEKARA. NI U OVOM SLUČAJU NIJE BILO KOMPLIKACIJA DO SADA ALI NA NAMA JE DA VAS UPOZORIMO.

-NIJE PREPORUČENO KORIŠĆENJE INVAZIVNIH PEMF TERAPIJA TRUDNICAMA OD RANE FAZE DO 20. NEDELJE TRUDNOĆE. OVO JE PREVENTIVNA MERA. DO SAD NIJE BILO NEŽELJENIH EFEKATA U SLUČAJU TRETMANA PEMF NA TRUDNICAMA ALI NISKE FREKVENCIJE PEMF MOGU NEPOVOLJNO UTICATI NA RAZVOJ PLODA (NIJE DETALJNO ISPITIVANO JOŠ) I NA NAMA JE DA VAS UPOZORIMO DA **TO NE RADITE ILI AKO RADITE – RADITE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST.**