

UHU - SPECIFIKACIJE

PAKET VKLJUČUJE EU PD USB C USMERNIK 220V-110V / 5-20V, 2-10A

MOČ - MAX 100W

PORABA MOČI - MAX 100W

MOČ MAGNETNEGA POLJA - 2 mikroT - 10 miliT

VRSTE EM POLJ – HERZOVA IN SKALARNA

VRSTE EM VALOV – SINUS, TRIKOTNIK, KVADRAT IN ŽAGA

DIMENZIJE APARATA IN MATERIAL - 20 x 20 x 4, POLNO KVALITETEN LES

DIMENZIJE IN MATERIAL ANTENE - R15 x 2, MEŠANICA KARBON/KERAMIKA

DIMENZIJE ROČAJA IN MATERIAL - R3 x 12, VISOKO PREVODNI DURALUMINIJ

DOLŽINA IN MATERIAL KABLA - 1,5m, TROŽILNI KABEL, BAKRENA ŽICA S SILIKONSKO OBLOGO IN PONIKLJANIM KONEKTORJEM

VSEBINA EMBALAŽE UHU

1. APARAT	1 KOM
2. ANTENSKI APLIKATORJI	2 KOM
3. ROČKA	2 KOM
4. USMERNIK	1 KOM
5. KABLI	2 KOM
6. TRAK ZA PRITRDITEV	2 KOM
7. NAVODILA ZA UPORABO	1 KOM
8. GARANCIJSKI LIST	1 KOM
9. ŠKATLA/PAKET	1 KOM

POMEMBNA OPOZORILA/GARANCIJSKI POGOJI

Pred vklopom pustite, da se naprava (NAPRAVA in ANTENE) aklimatizira na sobno temperaturo.

Naprave ne vklopljajte v stare, slabe in neozemljene vtičnice!

Naprave, anten, držal, kablov, usmernika (v nadaljevanju naprava) nikoli ne izpostavljajte temperaturam pod 4 stopinje C in nad 40 stopinj C (39 F - 104 F)!

Naprave ne izpostavljajte odprti vročini pri visokih temperaturah (neposredna in/ali močna sončna svetloba, v bližini ognja ali močnega grelnega elementa) , ne vklopite naprave.

Kablov ne upogibajte na silo in po nepotrebnem, ne lomite jih, ne režite in ne trgajte konektorjev (ko izvlačete kable iz naprave/antene/držala, jih držite samo za gumijasto-plastične konektorje, nikoli za kable). Enako velja za usmernik - vedno ga držite za trdne konektorje, nikoli za kabel!

Naprave ne izpostavljajte ekstremnemu mrazu in ledu. Naprave nikoli ne polivajte z vodo in jo hranite ločeno od tekočin in vlage nasploh!

Naprave ne jemljite z mokrimi in/ali mastnimi rokami!

Naprave nikoli ne brišite s čistilnimi sredstvi, umivajte ali kakorkoli vlažite (brišite samo z mehko krpo)!

Naprave ne mečite z višine in je ne udarjajte s trdimi in/ali ostrimi predmeti!

Naprave ne dajajte v usta in/ali je ne uporabljajte kot podstavek!

Naprave ne odpirajte in ne menjajte/ ne popravljajte naprave sami doma!

Aparata ne dajajte otrokom. Mlajši od 16 let naj ga uporabljajo pod nadzorom staršev. Naj se z njim NE igrajo in/ali si ga potiskajo v usta!

NAVODILA ZA UPORABO

-- UPORABA PROGRAMA, KO SO ANTENE NA UHU NAPRAVI

1. POVEŽITE USMERNIK (4) NA APARAT (1)



2. DRUGI KONEC USMERNIKA (4) PRIKLJUČITE V DOMAČO VTIČNICO

3. PRIKLJUČITE ZUNANJE ANTENE APLIKATORJA (2) V PRIKLJUČKE NA NAPRAVI (1). GLEDE NA IZBIRO PROGRAMA, NAMESTITE ENO ALI OBE ANTENE NA NJIHOVA LEŽIŠČA NA NAPRAVI IN TUDI UGOTOVITE, ALI STA ANTENI OBRNjeni V ISTO STRAN(OBE PROTI NAM) ALI NA RAZLIČNE STRANI(ENA PROTI NAM,DRUGA STRAN OD NAS-TESLINO SKALARNO POLJE) (KOT NA SLIKI). GLEDE NA VRSTO PROGRAMA, KI ZAHTEVA DRUGAČNO POSTAVITEV ANTEN ZARADI POTREBNE VRSTE EL. MAGNETNETNEGA POLJA IN VALOVANJ.



4. VKLOPITE NAPRAVO S PRITISKOM STIKALA NA HRBTNI STANI NAPRAVE.



5. V MENIJU (DOMAČA STRAN), KI SE PRIKAŽE NA ZASLONU NAPRAVE, NA LEVI STRANI ZASLONA V PRIPADAJČEM (SCROLL DOWN/UP) MENIJU IZBERITE PROGRAM,KI GA ŽELITE UPORABITI .

ISTOČASNO SE BODO NA LEVI STRANI PRIKAZALE PODSKUPINE PROGRAMA,KI STE GA BILI IZBRALI NA DESNI STRANI ZASLONA.

PROGRAMA DELOVANJA) - NA ZASLONU SE PRIKAŽE 30 GLAVNIH SKUPIN PROGRAMOV. SA POMIKOM GOR/DOL V MENIJU IZBERITE ŽELJENO SKUPINO PROGRAMOV . ISTOČASNO SE NA DESNI STRANI PRIKAŽEJO VSI PROGRAMI IZBRANE SKUPINE.PONOVNO S POMIKOM GOR/DOL IZBEREMO PROGRAM ZA NAŠ TRETMA. S PRITISKOM NA ZASLON AKTIVIRAJTE PROGRAM.(ZA BOLJŠI IN HITREJŠI PREGLED IMAJO NEKATERE SKUPINE TUDI PODSKUPINE.

PRI NEKATERIH PROGRAMIH POTEKAJO TRETMAJI Z IZBIRO ANTEN ALI ROČK... ZATO SE NA ZASLONU PRIKAŽE IZBIRA - ANTENE ALI ROČKE. NA ZASLONU SE BODO PRIKAZALI ENA, DVE ALI VEČ MOŽNOSTI/PROGRAMOV ZA TRETMA IZBRANE BOLEZNI . NATO Z DOTIKOM ZAŽENEMO PROGRAM . (POJAVI SE KROG S ČASOM TRAJANJA PROGRAMSKE MOŽNOSTI). VSAK PROGRAM IMA ŽE NASTAVLJEN POTREBEN ČAS DELOVANJA IN KO SE PROGRAM IZTEČE SE APARAT SAMODEJNO IZKLJUČI(NA ZASLONU JE VIDNO ODŠTEVANJE). ČE MORATE PROGRAM IZ KAKRŠNEGA KOLI RAZLOGA ZAUSTAVITI, PRITISNITE `PAVZA' NA DNU ZASLONA, PROGRAM SE BO ZAUSTAVIL .KO ŽELITE NADALJEVATI, PRITISNETE NA ISTO TIPKO (ZDAJ PIŠE `ZAČNI') IN PROGRAM SE BO NADALJEVAL TAM , KJER SE JE USTAVILI



OPOMBA – MED UPORABO PROGRAMOV, KO SO ANTENE PRIKLJUČENE V NAPRAVO, JE PRIPOROČENA RAZDALJA OD NAPRAVE/ANTENE DO VAS DOLOČI GLEDE NA MOČ, KI STE JO IZBRALI V MENIJU NAPRAVE – 25, 50, 75, 100 %

ŠIBKO- max 0,5m / SREDNJE- max 1m / MOČNO- max 2m

- NAVODILA ZA UPORABO PROGRAMA Z ROČKAMA

1. POVEŽITE (VTAKNITE) EN KONEC KABLOV (5) V ROČKE (3)



2. DRUGI KONEC KABLOV (5) PRIKLJUČITE V NAPRAVO (1)



3. VKLOPITE NAPRAVO (1) S PRITISKOM STIKALA NA HRBTNI STANI NAPRAVE



4. NA ZASLONU SE PRIKAŽE 30 GLAVNIH SKUPIN PROGRAMOV. SA POMIKOM GOR/DOL V MENIJU IZBERITE ŽELJENO SKUPINO PROGRAMOV . ISTOČASNO SE NA DESNI STRANI PRIKAŽEJO VSI PROGRAMI. IZBIRATE SKUPINE.PONOVNO S POMIKOM GOR/DOL IZBEREMO PROGRAM ZA NAŠ TRETMA.S PRITISKOM NA ZASLON AKTIVIRAJTE PROGRAM.(ZA BOLJŠI IN HITREJŠI PREGLED IMAJO NEKATERE SKUPINE TUDI PODSKUPINE).

PRI NEKATERIH PROGRAMIH POTEKAJO TRETMAJI Z IZBIRO ANTEN ALI ROČK... ZATO SE NA ZASLONU PRIKAŽE IZBIRA - ANTENE ALI ROČKE. NA ZASLONU SE BODO PRIKAZALI ENA, DVE ALI VEČ MOŽNOSTI/PROGRAMOV ZA TRETMA IZBRANE BOLEZNI . NATO Z DOTIKOM ZAŽENEMO PROGRAM . (POJAVI SE KROG S ČASOM TRAJANJA PROGRAMSKE MOŽNOSTI). VSAK PROGRAM IMA ŽE NASTAVLJEN POTREBEN ČAS DELOVANJA IN KO SE PROGRAM IZTEČE SE APARAT SAMODEJNO IZKLJUČI(NA ZASLONU JE VIDNO ODŠTEVANJE). ČE MORATE PROGRAM IZ KAKRŠNEGA KOLI RAZLOGA ZAUSTAVITI, PRITISNITE 'PAVZA' NA DNU ZASLONA, PROGRAM SE BO ZAUSTAVIL .KO ŽELITE NADALJEVATI, PRITISNETE NA ISTO TIPKO (ZDAJ PIŠE 'ZAČNI') IN PROGRAM SE BO NADALJEVAL TAM, KJER SE JE USTAVILI.



5. PRIMITE ENO ROČKO Z OBEMA ROKAMA (3) KOT NA SLIKI, DO KONCA TRAJANJA IZBRANEGA PROGRAMA. NA VRHOVIH DRŽAL BOSTA PRIŽIGALI DVE LED LUČKI KOT ZNAK, DA PROGRAM DELUJE IN PRENAŠA MIKRO TOK/EM POLJE SKOZI VAŠE TELO



OPOMBA - ROČKE SLUŽIJO PREDVSEM ZA PROGRAME ZA ODSTRANJEVANJE BAKTERIJ, VIRUSOV, PARAZITEV, GLIV, GLIST, POŠKODOVANIH CELIC... IN PROGRAME ZA ZDRAVLJENJA (ZARADI SAME NARAVE BOLEZNI IN FREKVENČNEGA OBMOČJA NJIHOVEGA DELOVANJA TUDI NAČIN NAŠEGA PROGRAMIRANJA NA NJIH) SO PRILAGOJENI. SEVEDA NIČ NE MOTI, DA JIH UPORABLJATE ZA DRUGE PROGRAME, A JE POPOLNOMA NEPOTREBNO (IN NEUDOBNO) DRŽATI TE ROČKE POL URE, URO IN UČINEK JE ENAK KOT ČE BI UPORABLJALI ZUNANJE ANTENE/APLIKATORJE. KER SO TOREJ ROČKE DIZAJNIRANE IN USKLAJENE Z NAČINOM DELOVANJA APARATA ZA ZGORAJ NAVEDENE STVARI, JE V PRIPOROČLJIVO UPORABLJATI LE ZA TO.(ZDRAVLJENEJE)

OPOZORILO - KO PRIKLJUČUJETE IN IZKLJUČUJETE KABLE V NAPRAVO IN/ALI ROČKE, BOSTE PREPRIČALI, DA DRŽITE SAMO KONEKTORJE KABLOV (GUMIJASTI PLASTIČNI DEL) IN NIKOLI SAMIH KABLOV. NE ZAVIJAJTE ALI 'ZLOMITE' KABLOV NA SILO

UHU APARAT IMA VELIKO DODATNIH FUNKCIJ, OD KATERIH JE MOGOČE NAJBOLJ UDOBNA TA, DA IMA 4 PREDNASTAVLJENE PROGRAME, TO POMENI, DA IMAJO 4 OSEBE POD SVOJO ŠTEVILKO V NAPREJ IZBRANE PROGRAME, KAR OBČUTNO OLAJŠA UPORABO APARATA ZA VSAKO OSEBO POSEBAJ . DOVOLJ JE, DA TE PROGRAME NALOŽITE ENKRAT V IZBRANI ŠTEVILKI/IMENU. POTEM JE UPORABA HITRA IN ENOSTAVNA, ZATO VAM NI TREBA ISKATI VSAKIČ, KO POTREBUJETE TRETMA.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

UHU APARAT IMA BAZO OKOLI 1400 BOLEZNI IN STANJ TER OKOLI 3500 PROGRAMOV IN OPISI V VEČ kot 30 SVETOVNIH JEZIKIH, KAR ŠTEVILNIM NA SVETU OMOGOČA ENOSTAVNO IN NATANČNO UPORABO

KAKO GA UPORABLJATI – NATANČNO PREBERITE

OBSTAJA NEKAJ SPLOŠNIH PRAVIL ZA UPORABO HIŠNEGA APARATA UHU. KER OBSTAJATA NA IZBIRO DVE VRSTI ELEKTROMAGNETNIH POLJ (HERZIJSKO IN SKALARNO), JE TREBA POVEDATI

- ZA POLNJENJE NAŠIH CELIC S POTREBNO ENERGIJO (NAPETOSTJO), ZDRAVLJENJE IZBOLJŠANJE ORGANOV IN SISTEMOV, BOLEČIN, OBNOVITEV ŽIVČNIH IN MOŽGANSKIH FUNKCIJ, POČITEK, KONCENTRACIJO, SPANJE... UPORABLJAMO SKALARNO POLJE.

DOSEŽENO JE, ČE STA ANTENI (KO STA DIREKTNO VKLJUČENI V NAPRAVO BREZ KABLOV) OBRNjeni V ISTO SMER OZ. PRI OBRAVNAVAH, KO SO ANTENE ZA APARAT PRIKLJUČENE PREKO KABLOV IN JIH NAMEŠČATE NA TELO ALI OB TELESU, BOSTA OBRNjeni NA NASPROTNI STRANI

OZ.: POSTAVITE ENO ANTENO NA ENI STRANI IZBRANEGA MESTA ZA ZDRAVLJENJE IN DRUGO NA DRUGI STRANI, TAKO DA STE PRAKTIČNO V POLJU MED ANTENAMA.

- ZA ZDRAVLJENJE CELJENJE VSEH RAN, KOSTIJ, KIT, VEZI... IN POŠKODB VSEH VRST, KJER JE POTREBNO BOLJ INVAZIVNO ZDRAVLJENJE... SE UPORABLJAJO VEČ HERZIANSKIH POLJ (ČEPRAV DOBRO DELUJE SKALARNO POLJE). HERZIJEVO POLJE JE DOSEŽENO, KO STA ANTENI (DIREKTNO PRIKLJUČENI V APARAT BREZ KABLOV) OBRNjeni V ISTO STRAN, Z LUČKAMA ENA PROTI DRUGI. (Z LUČKAMA)

PRI TRETMAJIH, KO STA ANTENI ZA APARAT PRIKLJUČENI PREKO KABLOV IN JIH POLOŽITE NA TELO ALI OB TELESU, BOSTA OBRNjeni ISTO STRAN (ENA PROTI DRUGI). ALI... POSTAVITE ENO ANTENO NA ENO STRANI IZBRANEGA MESTA ZA ZDRAVLJENJE IN DRUGO NA DRUGO STRAN, TAKO DA STE PRAKTIČNO V EM. POLJE MED ANTENAMA. IN TO JE VSE.

- ZA UNIČEVANJE BAKTERIJ, GLIV, VIRUSOV, POLIPOV, DEGENERIRANIH CELIC, GLIST, PARAZITEV, BRADAVIC, MIOMOV... NAJVEČKRAT STA DVE ALU ROČKI, KI JU PREKO KABLOV VSTAVLJAJO V NAPRAVO (ENA V LEVI DRUGA V DESNI ROKI) UPORABA V ČASU TRAJANJA IZBRANEGA PROGRAMA. PRI TEM SE USTVARJA POSEBNA VRSTA MIKROTOKA IN ELEKTROMAGNETNEGA POLJA, KI NA PODROČJU CELOTNEGA TELES A IN Z NEPOSREDNIM UČINKOM PREKO TELES A UGOTAVLJA TEŽAVE NA FREKVENCAH PODANIH PROGRAMOV IN JIH ODPRavlJA.

ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA JE VEČINOMA POTREBNO UPORABLJATI PROGRAM ENKRAT DNEVNO.

NEKATERA STANJA ZAHTEVAJO UPORABO DVAKRAT NA DAN (ZJUTRAJ IN ZVEČER), KOT JE HITRO ZDRAVLJENJE ŠPORTNIH POŠKODB IN NEKATERIH RESNEJŠIH TEŽAV

OPOZORILO - VEČINA STVARI IN STANJ SE OBRAVNAVA IZKLJUČNO PO POTREBI, KAR POMENI, DA SE NAPRAVA NE VKLJUČAUJE PREVENTIVNO OZ. KER VAM JE DOLGČAS.

PRIPOROČILA ZA UPORABO:

1. PROGRAMI SPLOŠNEGA TIPA - ZEMLJA, POČITEK, SPROSTITEV, KONCENTRACIJA, UMIRITEV, SPANEC... SE LAHKO UPORABLJAJO V KADARKOLI (ZA SPANJE SE UPORABLJA SEVEDA PONOČI) IN SO CELO ZA DALJŠO UPORABO Z ANTENAM (APLIKATORJI) VSTAVLJENE V SAMO NAPRAVO, MALE ALI SREDNJE MOČI IN ODVIŠENO OD ODDALJENOSTI NAPRAVE DO VAS IN/ALI VELIKOST PROSTORA.

2. PROGRAMI ZA ODSTRANJEVANJE BAKTERIJ, PARAZITEV, VIRUSOV, GLIV, GLIST, PROGRAMOV (PROGRAMI Z NOSILCI) SREDNJEGA ALI VIŠJEGA UČINKA... SE UPORABLJAJO SAMO, ČE JE Z NAVZKRŽNIMI PREISKAVAMI DOKAZAN OBSTOJ TOČNE VRSTE LE-TEH IN Z ANALIZO KRV, SKUPAJ S KVANTNO PREISKAVO... PRIPOROČA SE TRETMA ENKRAT ALI DVAKRAT NA DAN, GLEDE NA VRSTO IN KOLIČINO ŠKODLJIVIH MIKROORGANIZMOV V NAŠEM TELESU (ANALIZA KRV) TER STANJEM NAŠEGA TELESA. UPOŠTEVATI JE TREBA, DA VSAKO UNIČENJE LE-TEH VODI DO NJIHOVEGA RAZPADA .TE MAJHNE DELCE STRUPENIH SNOVI JE POTREBNO IZLOČITI IZ TELESA. SEVEDA TO POČNEMO Z VELIKO VODE IN ČAJA. POMEMBNO IN POTREBNO JE USTVARITI TOČNO IN PRAVILNO ČASOVNO RAZMERJE UNIČEVANJA NEŽELENIH MIKROORGANIZMOV V NAŠEM TELESU IN IZLOČANJA TEH RAZPADLIH DELCEV IZ TELESA.

ZATO SE TI PROGRAMI PREDVAJAJO ENKRAT NA DAN (NAPR. ZJUTRAJ). POPOLDAN SE ZAČENE PROGRAM ZA IZBOLJŠANJE DELA PRIZADETEGA ORGANA IN ZVEČER PROGRAM ZA RAZSTRUPLJANJE ORGANIZMA, KI BO CELO NOČ IN DO ZJUTRAJ Z MALO POVEČANIM VNOSOM TEKOČINE IZLOČIL TE STRUPE. PREPREČIL BO MOŽNO TRENUTNO POSLABŠANJE STANJA ZARADI PRPOČASNEGA IZLOČANJA ŠKODLJIVIH RAZPADLIH DELCEV. POSTOPEK IZLOČITVE (POTREBEN ČAS, DA JIH ODSTRANIMO IZ ORGANIZMA) JE OD 2 (DVA) DO 10 (DESET) DNI. ZDRAVLJENJE DEGENERIRANIH CELIC (40 DNI - PROTOKOL POŠLJEMO NA ZAHTEVO NA EMAIL) ODVISNO OD VRSTE MIKROORGANIZMA. IN VSE TO BREZ JEMANJA KLASIČNIH ZDRAVIL.

3. PROGRAMI ZA IZBOLJŠANJE DELA OZIROMA OKREVANJE PO BOLEZNI, ZLOMU, ZVINU, TKIVA, KOSTI, VEZNIH TKIV, MIŠIC, OČI, LAS, KOŽE... BREZ TEŽAV UPORABLJAMO ENKRAT DO DVAKRAT NA DAN. TI PROGRAMI SE NAJPOGOSTEJE UPORABLJAJO Z ANTENAMI (APLIKATORJI), KI SO NAMEŠČENE (ALI PRITRJENE) DIREKTNO NA ŽELJENO MESTO NA TELESU

MORAMO POVDARITI , DA SE TI PROGRAMI NE UPORABLJAJO SAMO PREVENTIVNO, KER ...
KAJ JE NAMEN IN POTREBA, ČE JE VSE OK?

PROGRAME LAHKO (IN JE PRIPOROČLJIVO) KOMBINIRATI S KLASIČNIMI FIZIOTERAPEVSKIMI
VADBAMI IN SKUPAJ DAJEJO FANTASTIČNE REZULTATE

PROGRAMOV V UHU NAPRAVI JE VELIKO. V ŠTARTNEM PAKETU JE LE -TEH VEČ KOT 3500, TAKO
DA JE SKORAJ NEMOGOČE VSAKEMU PRIPOROČITI ŠTEVILO UPORAB POSAMEZNEGA
PROGRAMA. VSEKAKOR PA SO TO OSNOVNE SMERNICE . V TO,DA SE BO STANJE IZBOLJŠALO
PA NI NOBENEGA DVOMA VEČ.UHU APARAT DELUJE HITRO IN UČINKOVITO IN NI GA
POTREBNO IN VČASIH PROTIPRODUKTIVNO UPORABLJATI NON-STOP. PROSTI ČAS IZKORISTI ZA
SPREHOD, RAZVOJ, BRANJE, DRUŽENJE. KOT SMO ŽE POVEDALI, JE OD NAS ODVISNO NAŠE
ZRDAVJE . Domača naprava UHU JE SKORAJ VSEMOGOČNA, VENDAR JE TU, DA NAM POMAGA
VRNITI SE NA POT ZDRAVJA – KADARKOLI GA POTREBUJEMO! JE PA ISKLJUČNO SAMO OD NAS
ODVISNO KAKO GA VZDRŽUJEMO.

HIŠNI APARATI UHU- MENU

UHU MENI HIŠNEGA APARATA JE USTVARJEN V VEČ KOT 30 JEZIKIH IN GA LAHKO VSAKDO
ZELO PREPROSTO UPORABLJA. KER GRE ZA ZASLON OBČUTLJIV NA DOTIK SE VSE IZVAJA KOT
NA MOBILNEM TELEFONU.

NA MENIJU DOMAČE STRANI NA SPODNJEM DELU ZASLONA JE IZBIRA RAZNIH STVARI
(SEZNAM, ISKANJE PO ABECEDNI RED, PROFILI/ZA 4 OSEBE), IN NASTAVITVE V KATERIH SE OB
PRITISKU IZBIRA JEZIK, IZBIRA BARV OZADJA ZASLONA, NAČIN SPANJA, TEME, WI FI,
BLUETOOTH POVEZAVA, PRILAGODITEV ZVOKA, OSVETLITEV ZASLONA, PREVERJANJE NOVEJŠE
RAZLIČICE ... KI SE ENOSTAVNO NASTAVLJIVO V DVEH KORAKIH, KOT NA VSAKEM MOBILNEM
TELEFONU

PROGRAMA DELOVANJA) - NA ZASLONU SE PRIKAŽE 30 GLAVNIH SKUPIN PROGRAMOV. SA
POMIKOM GOR/DOL V MENIJU IZBERITE ŽELJENO SKUPINO PROGRAMOV . ISTOČASNO SE NA
DESNi STRANI PRIKAŽEJO VSI PROGRAMI IZBRANE SKUPINE.PONOVNO S POMIKOM GOR/DOL
IZBEREMO PROGRAM ZA NAŠ TRETMA. S PRITISKOM NA ZASLON AKTIVIRAJTE PROGRAM.(ZA
BOLJŠI IN HITREJŠI PREGLED IMAJO NEKATERE SKUPINE TUDI PODSKUPINE.

V TEJ PODSKUPINI, NA ZASLONU SE PRIKAŽE IZBOR LEVO-PEMF, DESNO DRŽALO MIKROTOKA.
ČE PRITISNETE NA ENO OD TEH DVEH IZBIR(IN GLEDE NA TO, KAJ ŽELITE ZDRAVITI), BOSTE
PRIŠLI NA NEPOSREDNO IZBIRO VČASIH ENEGA, VČASIH TREH ALI VEČ PROGRAMOV (Z
DOLOČENIM ČASOM TRAJANJA PROGRAMA), KI ZDRAVIJO IZBRANO STVAR (RAZLIČNI TESTI NA
SVETU SO DOSTOP DO RAZLIČNIH METOD, FREKVENC, URNIKOV... IN VSE TO VAM DAMO NA

RAZPOLAGO!) AKTIVIRAJTE IZBRAN PROGRAM S PRITISKOM NA KROG (NA DISPLEJU). IN SE UDOBNO NAMESTITE.

PROGRAMI SO POGOSTO ZELO KOMPLEKSNI, VENDAR SO 'ZAPAKRANI' V RAZUMEN ČASOVNI OKVIR (VEČINA JE MED 20 IN 45 MINUT), TAKO SMO UPORABNIKOM OLAJŠALI ZDRAVLJENJE. MOČ APARATA JE VAŠA IZBIRA, VENDAR JE TUDI VAŠA DOLŽNOST, DA GA PREVIDNO IZBERETE. VSAK PROGRAM JE PREDNASTAVLJE TAKO DA DELUJE NA SVOJI OPTIMALNI MOČI. AMPAK... NA DESNI STRANI JE IZBIRA MOČNOSTI (V % - 25, 50, 75, 100). NAJVEČJA MOČ NI VEDNO NAJBOLJŠA IZBIRA. JE ODVISNO OD VRSTE ZDRAVLJENJA, ODDALJENOSTI OD ANTEN, BOLEZNI/STANJ... NEKO SPLOŠNO PRAVILO JE, DA PROGRAMI, KI TRAJAJO DLJE, DELUJEJO NA MANJŠI MOČI, KRAJŠI PA NA VIŠJI. AMPAK... VSAK ORGANIZEM JE MALO DRUGAČEN IN PROGRAME MORATE PRILAGODITI SEBI. IN KAKO JE BOLJE PRILAGODITI, KOT UPORABITI NAPRAVO, KO JE POTREBNA?

NAČIN UPORABE - PRIMERI

--ČE JE ORGAN BOLAN ZARADI DELOVANJA BAKTERIJ – UPORABITE PROGRAM ZA ODSTRANJEVANJE BAKTERIJ (Z DRŽALCI) ENKRAT ZJUTRAJ, EN RAZSTRUPLJENI PROGRAM POPOLDAN (ANTENE NA NAPRAVI) IN EN PROGRAM ZA SPODBUJANJE DELA TEGA ORGANA. (ANTENE NA TELESU) ZVEČER PIJTE ČAJ IN VODO ZA IZLOČITEV STRUPOV

--ČE MORATE OBNOVITI ORGANE ALI KOSTI PO POŠKODBI ALI ZLOMU-- ZAŽENITE PROGRAM ENKRAT ZJUTRAJ IN ZVEČER ZA OBNOVO/STIMULACIJO DELA TEGA ORGANA ALI KOSTNE SESTAVE, ČEZ DAN UPORABLJAJTE SCHUMANN/ PROGRAM ZEMLJA. ČE JE BOLEČINA, UPORABLJAJTE PROGRAM ZA ODPRVLJANJE BOLEČIN (ČEZ DAN) (IZ MENIJA IZBERITE VRSTO/MESTO BOLEČINE)

-- ČE JE POTREBNO ZDRAVLJENJE PROTI NESPEČNOSTI, ZVEČER PREDVAJAJTE PROGRAM SPANJE ALI - PRED VEČEROM NAJPREJ POSKUSITE PROGRAM ZEMLJA ALI ZEMLJA+, MOGOČE BO DOVOLJ ŽE EDEN IZMED NJIH...

PRIMEROV JE VELIKO. TRENUTNO JE OKOLI 1400 TEŽAV, MOŽNIH TEŽAV VSAJ TOLIKO. VSI SMO RAZLIČNI IN EN PROGRAM, KI NA NEKOMU DELUJE TAKOJ, IMA LAHKO NA DRUGEGA MALO DRUGAČEN, ZAPOZNELI UČINEK. SEVEDA POD POGOJEM, DA SMO IZBRALI PRAVI PROGRAM

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE

NAPRAVE NE SMEJO UPORABLJATI SAMO OTROCI, MLAJŠI OD 16 LET. VEDNO NAJ BODO POD NADZOROM STAREJŠIH, DA LAHKO POMAGAJO PRI UPORABI UHU hišnega aparata.

OPOZORILO NA KONTRAINDIKACIJE

Do danes je bilo v svetu izvedenih več kot 7000 kliničnih raziskav in testiranj učinkov PEMF terapije. Čeprav se zdi veliko, je bil doslej opravljen le del dela pri dokazovanju kakovosti in delovanja tovrstnega zdravljenja. Zato smo preučili le del možnih zapletov, ki jih lahko povzroči zdravljenje s PEMF. Na našo srečo in seveda PEMF terapija ni pokazala invazivnega in negativnega vpliva na človeško telo. Testiranja se nadaljujejo in vsekakor smo dolžni in pripravljeni, da vas opozorimo na morebitne težave, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata.

- TERAPIJE PEMF NE PRIPOROČAMO UPORABLJATI OSEBAM Z VGRAJENIMI ELEKTRIČNIMI STIMULATORJI, KOT JE SRČNI SPODBUJEVALNIK, ŽIVČNI ELEKTRIČNI STIMULATORJI KAKRŠNEGA KOLI NAMENA, INZULINSKE ČRPALKE ALI OSEBE, KI IMAJO V TELO VSAJENE ELEKTRIČNE NAPRAVE. ČE UPORABLJATE NAPRAVO UHU HOME IN NA SPLOŠNO ZDRAVLJENJE S PEMF, TO DELATE NA LASTNO ODGOVORNOST.

ČEPRAV PRI PACIENTIH Z NAMEŠČENIM SRČNIM SPODBUJEVALNIKOM IN PODOBNIMI ELEKTROSTIMULATORJI IN NAPRAVAMI DO SADAJ NI BILO ZABELEŽENIH NEŽELJENIH UČINKOV V TELESU, VEDNO OBSTAJA MOŽNOST, DA JIH MOTI ELEKTROMAGNETNO POLJE PEMF NAPRAVE.

- PRED UPORABO KAKRŠNEKOLI VRSTE PEMF TERAPIJE PRI OTROCIH, KI ŠE NISO ZAKLJUČILI RAZVOJA (MLAJŠI OD 16 LET), SE MORATE POSVETOVATI Z ZDRAVNIKOM. DELOVANJE PEMF TERAPIJE MED OSTALIM SPODBUJA DELOVANJE MOŽGANSKIH CELIC.LE -TO PA LAHKO POVZROČI DOLOČENE BIOFIZIČNE PROCESSE. DELOVANJE PEMF NA OTROKE DO SEDAJ NI POVZROČILA NOBENIH ZAPLETOV, VENDAR JE NAŠA DOLŽNOST, DA VAS OPOZORIMO.

- OSEBE Z VGRAJENIMI PROTETIČNIMI TELESI (PROTEZA) KAKRŠNE KOLI VRSTE NAJ SE PREJ POSVETUJEJO Z ZDRAVNIKOM. ZOBNI VSADKI LAHKO MAGNETIZIRAJO UTRIPAJOČE ELEKTROMAGNETNO POLJE IN LAHKO POVZROČA OBČASNE REAKCIJE – ZBADANJE, SRBEČICO, NEPRIJETEN OBČUTEK. ZATO SE NAJPRED POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM, KI VAM BO POVEDAL IZ KAKŠNEGA MATERIALA JE IZDELANA VAŠA PROTEZA (PROTETIČNI NADOMESTEK) IN VAM DAL NADALJNJA NAVODILA. PRI TEH BOLNIKI DO SEDAJ NI BILO NOBENIH ZAPLETOV ZARADI PEMF, VENDAR JE NAŠA DOLŽNOST, DA VAS OPOZORIMO.

- LJUDJE S PRESAJENIMI ORGANI NAJ SE PREJ POSVETUJEJO Z ZDRAVNIKOM. TE OSEBE OBIČAJNO JEMLJEJO ZDRAVILA, DA BI PREPREČILI, DA NJIHOVO TELO ZAVRNE PRESAJENE ORGANE. OBSTAJA MOŽNOST, DA BI AGRESIVNA TERAPIJA PEMF V ZAČETNI FAZI POVZROČILA PROTIUČINEK, TO POMENI ,DA BI NEVTRALIZIRALA UČINEK ZDRAVILA PROTI ZAVRNITVI, KI GA

JE PREDPISAL ZDRAVNIK. TUDI TEM PRIMERU NI BILO ZABELEŽENIH NOBENIH ZAPLETOV
VENDAR JE NAŠA DOLŽNOST , DA VAS OPOZORIMO

- UPORABA INVAZIVNE PEMF TERAPIJE PRI NOSEČNICAH OD ZGODNJE FAZE PA DO 20. TEDNA
NOSEČNOSTI NI PRIPOROČENA. TO JE PREVENTIVNI UKREP. ŠKODLJIVIH UČINKOV PRI
ZDRAVLJENJU PEMF NA NOSEČNICAH DO SEDAJ NI BILO, LAHKO PA LAHKO ŠKODLJIVO VPLIVA
NIZKO FREKVENČNI PEMF NA RAZVOJ PLODA (ŠE NI PODROBNO TESTIRAN) IN NAŠA DOLŽNOST
JE, DA VAS OPOZORIMO DA TEGA NE STORITE ALI ČE STORITE - NA LASTNO ODGOVORNOST.