

UHU kućni uređaj - SPECIFIKACIJE

PAKET UKLJUČUJE EU PD USB C ISPRAVLJAČ 220V-110V / 5-20V, 2-10A

SNAGA - MAX 100W

POTROŠNJA ENERGIJE - MAX 100W

JAKOST MAGNETSKOG POLJA - 2 mikroT - 10 miliT

VRSTE EM POLJA – HERCIJEVO I SKALARNO

VRSTE EM VALOVA – SINUS, TROKUT, KVADRAT I PILA

DIMENZIJE APARATA I MATERIJAL - 20 x 20 x 4, DRVO PUNE KVALITETE

DIMENZIJE I MATERIJAL ANTENE - R15 x 2, KARBON/KERAMIKA

DIMENZIJE RUČKE I MATERIJAL - R3 x 12, VISOKO VODLJIV DURALUMINIJ

DUŽINA I MATERIJAL KABLA - 1,5m, TROŽILNI KABEL, BAKRENA ŽICA SA SILIKONSKIM OBLOGOM I
PONIKLANIM PRIKLJUČCIMA

SADRŽAJ PAKIRANJA ZA UHU

1. APARAT	1 KOM
2. APLIKATORI ZA ANTENE	2 KOMADA
3. DRŽAČI	2 KOMADA
4. ISPRAVLJAČ	1 KOM
5. KABLOVI	2 KOMADA
6. TRAKA ZA KAČENJE	2 KOMADA
7. UPUTE ZA UPORABU	1 KOM
8. JAMSTVENI LIST	1 KOM
9. KUTIJA/PAKIRANJE	1 KOM

VAŽNA UPOZORENJA / UVJETI ZA ISKLJUČENJE JAMSTVA

Prije uključivanja ostavite uređaj (UREĐAJ i ANTENE) da se aklimatiziraju na soboj temperaturi.

Ne uključujte uređaj u stare, loše i neuzemljene utičnice!

Nikada ne izlažite uređaj, antene, držače, kabele, ispravljač (u daljnjem tekstu Uređaj) temperaturama ispod 4 stupnja C i iznad 40 stupnjeva C (39 F - 104 F)!

Ne izlažite uređaj otvorenoj toplini na visokim temperaturama (izravna i/ili jaka sunčeva svjetlost, blizina vatre ili jakog grijaćeg tijela). Nemojte uređaj paliti vatrom.

Ne savijati kablove na silu i nepotrebno, ne lomiti ih, ne rezati i ne trgati konektore (kabele pri izvlačenju iz uređaja/antene/držača držati samo za gumeno-plastične konektore, nikako za kablove) . Isto vrijedi i za ispravljač - uvijek ga držite za čvrste konektore, nikako za kabel!

Ne izlažite uređaj ekstremnoj hladnoći i ledu. Uređaj nikada ne polijevajte vodom i držite ga dalje od tekućina i vlage općenito!

Nemojte rukovati uređajem mokrim i/ili masnim rukama!

Nikada nemojte brisati uređaj sredstvima za čišćenje, prati ga ili na bilo koji način močiti (brišite samo mekom krpom)!

Ne bacajte uređaj s visine niti ga udarajte tvrdim i/ili oštrim predmetima!

Ne stavljajte uređaj u usta i/ili ga koristite kao podložak!

Ne otvarajte uređaj i ne mijenjajte/popravljajte dijelove uređaja sami kod kuće!

Nemojte davati uređaj djeci mlađoj od 16 godina da ga sami koriste i/ili da se igraju s njim i stavljaju ga u usta!

UPUTE ZA UPORABU

-- KORIŠTENJE PROGRAMA KADA SU ANTENE NA SAMOM UREĐAJU

1. SPOJITE ISPRAVLJAČ (4) NA UREĐAJ (1)



2. UKLJUČITE DRUGI KRAJ ISPRAVLJAČA (4) U KUĆNU UTIČNICU

3. PRIKLJUČITE VANJSKE ANTENE APLIKATORA (2) U KONEKTORE NA UREĐAJU (1). OVISNO O IZBORU PROGRAMA, POSTAVITE JEDNU ILI OBIJE ANTENE NA NJIHOVA MJESTA NA UREĐAJU, KAO I ODREDITE DA LI SU ANTENE OKRENUTE NA ISTO ILI NA RAZLIČITE STRANE KAO NA SLICI, SVE PREMA VRSTI PROGRAMA KOJI ZAHTJEVA DRUGAČIJI POSTAVLJANJE ANTENA ZBOG POTREBNIH TIPOVA EL. MAGNETSKO POLJE I VALOVI



4. UKLJUČITE UREĐAJ PRITISKOM PREKIDAČA NA STRAŽNJOJ STRANI UREĐAJA



5. U IZBORNIKU (POČETNA STRANICA) KOJI SE POJAVLJUJE NA ZASLONU UREĐAJA, S LIJEVE STRANE ZASLONA U PADAJUĆEM (KLIZANJE GORE/DOLJE) IZBORNIKU ODABERITE ŽELJENI PROGRAM AKCIJE - S DESNE STRANE EKRAN, AUTOMATSKI ĆE SE POJAVITI PODGRUPE ODABRANE GLAVNE GRUPE S LIJEVE STRANE, TE IZBOROM GORE DOLJE (SKROL GORE/DOLJE) SA DESNE STRANE EKRANA ODABERITE ŽELJENI PROGRAM IZ ODABRANE PODGRUPE. POTOM SE NA EKRANU POJAVLJUJE ODABIR - ANTENE / NOSAČI. PRITISNETE APLIKATOR I NA EKRANU ĆE SE, KAO PRIKAZ, POJAVITI JEDNA, DVIJE ILI VIŠE PONUĐENIH

OPCIJA/PROGRAMA ZA LIJEČENJE ODABRANE BOLESTI. ZATIM KLIKOM NA ŽELJENI KRUG/PROGRAM ZAPOČNITE ISTI (POJAVLJUJE SE KRUG SA VREMENOM TRAJANJA OPCIJE PROGRAM). SVAKI PROGRAM JE VEĆ POSTAVLJEN NA POTREBNO TRAJANJE I APARAT ĆE SE AUTOMATSKI ISKLJUČITI KADA TRAJANJE PROGRAMA ISTEČE, A ODBROJAVANJE ĆE BITI VIDLJIVO NA EKRANU. AKO TIJEKOM TRAJANJA PROGRAMA IZ NEKOG RAZLOGA TREBATE PAUZIRATI, PRITISNITE 'PAUZA' NA DNU EKRANA, PROGRAM ĆE PAUZIRATI A ONDA, KADA ŽELITE NASTAVITI, PRITISKOM ISTE TIPKE (SADA PIŠE 'START') PROGRAM ĆE NASTAVITI GDJE STE STALI.



NAPOMENA - TIJEKOM KORIŠTENJA PROGRAMA KADA SU ANTENE UKLJUČENE U UREĐAJ, PREPORUČENA UDALJENOST OD UREĐAJA/ANTENE DO VAS ODREĐUJE SE PREMA SNAGI KOJU STE ODABRALI U IZBORNIKU UREĐAJA - 25, 50, 75, 100 %

SLABO- max 0.5m / SREDNJE- max 1m / JAKO- max 2m

UPUTE ZA KORIŠTENJE PROGRAMA S DRŽAČIMA

1. SPOJITE (UKLJUČITE) JEDAN KRAJ KABLOVA (5) U DRŽAČE (3)



2. DRUGI KRAJ KABELA (5) UKLJUČITE U UREĐAJ (1)



3. UKLJUČITE UREĐAJ (1) PRITISKOM PREKIDAČA NA STRAŽNJOJ STRANI UREĐAJA



4. U IZBORNIKU (POČETNA STRANICA) KOJI SE POJAVLJUJE NA ZASLONU UREĐAJA, S LIJEVE STRANE ZASLONA U PADAJUĆEM (KLIZANJE GORE/DOLJE) IZBORNIKU ODABERITE ŽELJENI AKCIJSKI PROGRAM - S DESNE STRANE EKRAN, AUTOMATSKI ĆE SE POJAVITI PODGRUPE ODABRANE GLAVNE GRUPE S LIJEVE STRANE, TE IZBOROM GORE DOLJE (SKROL GORE/DOLJE) SA DESNE STRANE EKRANA ODABERITE ŽELJENI PROGRAM IZ ODABRANE PODGRUPE. POTOM SE NA EKRANU POJAVLJUJE ODABIR - ANTENE ILI DRŽAČI. PRITISNETE DRŽAČI I NA EKRANU ĆE SE, KAO PRIKAZ, POJAVITI JEDNA, DVIJE ILI VIŠE PONUĐENIH OPCIJA/PROGRAMA ZA LIJEČENJE ODABRANE BOLESTI. ZATIM KLIKOM NA ŽELJENU OPCIJU KRENITE ISTO. SVAKI PROGRAM JE VEĆ POSTAVLJEN NA POTREBNO TRAJANJE I APARAT ĆE SE AUTOMATSKI ISKLJUČITI KADA TRAJANJE PROGRAMA ISTEČE, A ODBROJAVANJE ĆE BITI VIDLJIVO NA EKRANU. AKO GA TIJEKOM TRAJANJA PROGRAMA IZ NEKOG RAZLOGA TREBATE PAUZIRATI, PRITISNITE TIPKU 'PAUZIRAJTE', PROGRAM ĆE PAUZIRATI I ONDA, KADA ŽELITE NASTAVITI, PRITISKOM TIPKE ITI (SADA PIŠE 'START') PROGRAM ĆE SE NASTAVITI TAMO GDJE STE GA ZAUSTAVILI.




5. UHVATITE JEDNU RUČKU U OBE RUKE (3) KAO NA SLICI DOK NE ZAVRŠI TRAJANJE ŽELJENOG PROGRAMA. NA VRHOVIMA DRŽAČA GORIT ĆE DVIJE LED LAMPICE KAO ZNAK DA PROGRAM RADI I PRONOSI MIKRO STRUJU/EM POLJE KROZ VAŠE TIJELO




NAPOMENA - OVI DRŽAČI PRVENSTVENO SLUŽE ZA PROGRAME UKLANJANJA BAKTERIJA, VIRUSA, PARAZITA, GLJIVICA, GLISTA, ŠIROKOLICA... TE PROGRAME ZA TE TRETMANE (ZBOG SVE PRIRODE BOLESTI I RASPONA FREKVENCIJE NJIHOVOG RADA KAO I NAČIN NAŠEG PROGRAMIRANJA DA DJELUJE NA NJIH) SU PRILAGOĐENE RUKE. NARAVNO DA NE SMETI DA SE KORISTE ZA DRUGE PROGRAME, ALI JE APSOLUTNO NEPOTREBNO (I NEUGODNO) DRŽATI OVE DRŠKE POLA SATA, SAT A EFEKAT JE ISTI KAO KORIŠTENJE VANJSKIH ANTENA/APLIKATORA. DAKLE, BUDUĆI DA SU RUČKE DIZAJNIRANE I USKLAĐENE SA NAČINOM RADA APARATA ZA GORE NAVEDENE STVARI, APSOLUTNO JE PREPORUČANO DA SE KORISTE SAMO ZA TO.

UPOZORENJE - PRILIKOM SPAJANJA I ISKLJUČIVANJA KABLOVA SA UREĐAJA I/ILI DRŽAČA OBAVEZNO DRŽITE SAMO ZA KONEKTORE KABELA (GUMENI PLASTIČNI DIO), A NIKADA SAME KABLOVE. NEMOJTE SILNO SAVIJATI ILI 'LOMITI' KABLOVE

UHU APARAT IMA MNOGO DODATNIH FUNKCIJA OD KOJIH JE MOŽDA NAJUGODNIJA TA DA IMA 4 UNAPRIJED POSTAVLJENA PROGRAMA, ODNOSNO MOGUĆNOST DA 4 OSOBE IMAJU POD SVOJIM BROJEM ŽELJENE/POTREBNE PROGRAME, ŠTO ZNAČAJNO OLAKŠAVA UPOTREBU UREĐAJ ZA SVAKU OSOBU U OBITELJI. DOVOLJNO JE JEDNOM UČITATI OVE PROGRAME NA SVOJ BROJ/IME I POSLIJE KORIŠTENJE JE BRZO I JEDNOSTAVNO, TAKO DA NE MORATE PRETRAŽIVATI SVAKI PUT KAD VAM TREBA UREĐAJ.





UHU APARAT POSJEDUJE BAZU OD OKO 1400 BOLESTI I STANJA TE OKO 3500 PROGRAMA I OPISA NA PREKO 30 SVJETSKIH JEZIKA, ŠTO MNOGIM LJUDIMA U SVIJETU OMOGUĆUJE JEDNOSTAVNO, PRECIZNO KORIŠTENJE

KAKO GA KORISTITI - MORATE DOBRO PROUČITI

POSTOJE NEKA OPĆA PRAVILA ZA KORIŠTENJE UHU kućanskog aparata. BUDUĆI DA POSTOJI IZBOR OD DVIJE VRSTE ELEKTROMAGNETSKOG POLJA (HERCIJEVO I SKALARNO), POTREBNO JE REĆI

- ZA PUNJENJE NAŠIH STANICA POTREBNOM ENERGIJOM (NAPONOM), LIJEČENJE POBOLJŠANJA ORGANA I SUSTAVA, BOLOVI, OPORAVKA ŽIVČANIH I MOŽDANIH FUNKCIJA, ODMORA, KONCENTRACIJE, SNA... KORISTI SE SKALARNO POLJE. TO SE POSTIŽE KADA SU ANTENE (DOK SU DIREKTNO UKLJUČENE U UREĐAJ BEZ KABLOVA), OKRENUTE LICEM JEDNA PREMA DRUGOJ. KOD TRETMANA KADA SU ANTENE ZA UREĐAJ SPOJENE PREKO KABLOVA I POSTAVLJATE IH NA TIJELO ILI UZ TIJELO, PAZITE DA BUDU OKRENUTE NA SUPROTNE STRANE LICA. ILI.. POSTAVITI JEDNU ANTENU SA JEDNE STRANE ŽELJENOG MJESTA ZA TRETMAN I DRUGU SA DRUGE STRANE, TAKO DA SE PRAKTIČNO MOŽETE NAĆI U EM. POLJU IZMEĐU ANTENA.

- ZA TRETMAN CIJELJENJA SVIH RANA, KOSTIJU, TETIVA, LIGAMENATA.. I OZLJEDA SVIH VRSTA GDJE JE POTREBAN INVAZIVNIJI TRETMAN... KORISTI SE VIŠE HERZIJEVO POLJE (IAKO DOBRO DJELUJE I SKALARNO POLJE). HERTZIJEVO POLJE SE POSTIŽE KADA SU ANTENE (KAD SU IZRAVNO UKLJUČENE U UREĐAJ BEZ KABLOVA) OKRENUTE LICEM NA ISTU STRANU. KOD TRETMANA KADA SU ANTENE ZA APARATE SPOJENE PREKO KABLOVA I POSTAVLJATE IH NA TIJELO ILI UZ TIJELO, PROVJERITE DA BUDU OKRENUTE NA ISTU STRANU. ILI.. JEDNU ANTENU POSTAVITE S JEDNE STRANE ŽELJENOG MJESTA ZA TRETMAN A DRUGU S DRUGE STRANE, TAKO DA BUDETE PRAKTIČKI U EM. POLJE IZMEĐU ANTENA. I TO JE SVE.

- ZA UNIŠTAVANJE BAKTERIJA, GLJIVICA, VIRUSA, POLIPA, RAZPUŠTENIH STANICA, GLISTA, PARAZITA, BRADAVACA, MIOMA... KORISTE SE DVIJE ALUMINIJSKE ŠIPKE KOJE SE KABLOVIMA UMETNU U UREĐAJ (JEDNA LIJEVO DRUGA DESNO) I DRŽE SE U RUKAMA TIJEKOM TRAJANJA ŽELJENOG PROGRAMA. STVARAJU POSEBNU VRSTU MIKRO STRUJE I ELEKTROMAGNETSKOG POLJA, KOJA U PODRUČJU CJELOG TIJELA I IZRAVNIM DJELOVANJEM KROZ TIJELO PRONALAZI PROBLEM NA FREKVENCIJAMA ZADANIH PROGRAMA I OTKLANJA IH.

VEĆINU PROGRAMA DOVOLJNO JE UKLJUČITI JEDNOM DNEVNO DOK ZDRAVSTVENO STANJE DIJELA TIJELA KOJI ŽELITE OPORAVITI BUDE DOVOLJNO

NEKA STANJA ZAHTEVAJU UPOTREBU DVA PUTA DNEVNO (JUTRO I NAVEČER), KAO ŠTO SU BRZI TRETMANI SPORTSKIH OZLJEDA I NEKIH OZBILJNIJIH PROBLEMA

UPOZORENJE - VEĆINA STVARI I STANJA SE TRETIRA SAMO PO POTREBI, ŠTO ZNAČI DA SE UREĐAJ PREVENTIVNO NE PALI SAMO ZATO ŠTO JE TU ILI ZATO ŠTO IMATE VREMENA ZA SJEDENJE DOMA. MI DAJEMO SLJEDEĆE PREPORUKE

1.PROGRAMI OPĆEG TIPA - ZEMLJA, ODMOR, OPUŠTANJE, KONCENTRACIJA, SMIRENJE, SPAVANJE... MOGU SE KORISTITI U SVAKO DOBA DANA (ZA SPAVANJE SE KORISTI NOĆU, NARAVNO) A ČAK SU I

PREDVIĐENI ZA DUŽE KORIŠTENJE UZ ANTENE (APLIKATORI) UMETNUTE U SAM UREĐAJ, MALE ILI SREDNJE SNAGE I OVISNO O UDALJENOSTI UREĐAJA OD VAS I/ILI VELIČINI PROSTORIJE.

2. PROGRAMI ZA UKLANJANJE BAKTERIJA, PARAZITA, VIRUSA, GLJIVICA, GLISTA, KANCER STANICA (PROGRAMI SA RUČKAMA) SREDNJE ILI JAKE SNAGE DJELOVANJA... KORISTE SE SAMO KADA JE UKRŠTANJEM DIJAGNOZA DOKAZANO POSTOJANJE TOČNE VRSTE NJIH. - PREGLEDI I ANALIZA KRV I ZAJEDNO S KVANTNIM PREGLEDOM ... PREPORUČUJE SE LIJEČENJE JEDNOM ILI (MANJE) DVA PUTA DNEVNO, OVISNO O VRSTI I KOLIČINI TAKVIH ŠTETNIH MIKROORGANIZAMA U NAŠEM TIJELU (ANALIZA KRV I), KAO I STANJU NAŠEG TIJELA. TREBA IMATI U OBZIR DA SVAKO UNIŠTENJE TAKVIH NAPADA DOVODI DO NJIHOVOG RASTUPANJA NA MALE DIJELOVE OTROVA I DA KAO TAKVI MORAJU BITI IZBAČENI IZ TIJELA. NARAVNO DA SE OVO RADI UZ OBILNO ČAJA I VODE, TAKO JE ZAPRAVO POTREBNO STVORITI TOČAN I ISPRAVAN VREMENSKI ODNOS UNIŠTAVANJA NEPOŽELJNIH MIKROORGANIZAMA UNUTAR NAŠEG TIJELA I NJIHOVOG UKLANJANJA IZ NJEGA.

DAKLE SE OVI PROGRAMI IDU JEDNOM DNEVNO (RECIMO UJUTRO). POPODNE SE KREĆE PROGRAM ZA POBOLJŠANJE RADA NAPADNUTOG ORGANA A NAVEČER PROGRAM DETOKS ORGANIZMA KOJI BI TIJEKOM CIJELE NOĆI I JUTRO UZ MALO POVEĆAN UNOS TEKUĆINE ISKLJUČIO TE OTROVE I DALJE SPRIJEČITI MOGUĆE TRENUTNO POGORŠANJE STANJA ZBOG PREBRZOG UKLANJANJA ŠTETNIH OSTATAKA. PROCES ELIMINACIJE (POTREBNO VRIJEME DA IH UKLONIMO IZ ORGANIZMA) JE OD 2 (DVA) DO 10 (DESET) DANA, OSIM TRETMANA KANCER STANICA (40 DANA - PROTOKOL ĆE SE NA UPIT POSLATI E-mailom) OVISI O VRSTA MIKROORGANIZMA. I SVE TO BEZ UZIMANJA KLASIČNIH LIJEKOVA.

3. PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE RADA ILI OPORAVAK NAKON BOLESTI, PRIJELOMA, ISTEGRUĆA - ORGANI, TKIVA, KOSTI, VEZIVNO TKIVO, MIŠIĆI, OČI, KOSA, KOŽA... MOGU SE BEZ PROBLEMA PROVODITI JEDNOM DO DVA PUTA DNEVNO. OVI PROGRAMI SE NAJČEŠĆE KORISTE SA ANTENAMA (APLIKATORIMA) POSTAVLJENIM (ILI PRIČVRŠĆENIM) DIREKTNO NA ŽELJENO MJESTO NA TIJELU

NE TREBA NAGLAŠAVATI DA SE OVI PROGRAMI NE KORISTE SAMO PREVENTIVNO JER... KOJA JE SVRHA I POTREBA AKO JE SVE OK?

OVI PROGRAMI SE MOGU (I PREPORUČUJU) KOMBINIRATI S KLASIČNIM VJEŽBAMA FIZIOTERAPIJE I SVE ZAJEDNO DAJE FANTASTIČNE REZULTATE

PROGRAMA U UHU APARATU SE NALAZI MNOGO, PREKO 3500 U POČETNOM PAKETU I GOTOVO JE NEMOGUĆE SVAKOJ OSOBI PREPORUČITI BROJ KORIŠTENJA ZA SVAKI PROGRAM POJEDINAČNO, ALI OSNOVNE SMJERNICE IMA. BOLJITAK JE SVAKAKO NEUPITAN I SIGURAN. SAM APARAT RADI BRZO I UČINKOVITO I NIJE POTREBNO A PONEKAD JE I KONTRAPRODUKTIVNO KORISTITI GA NON-STOP. ISKORISTITE SLOBODNO VRIJEME ZA ŠETNJU, VJEŽBANJE, ČITANJE, DRUŽENJE. KAO ŠTO SMO VEĆ REKLI, NA NAMA JE DA UČINIMO PRAVU STVAR. Kućni uređaj UHU JE GOTOVO SVEMOĆAN, ALI JE TU DA NAM POMOGNE DA SE VRATIMO NA PUT ZDRAVLJA - KADA VAM ZATREBA! I DALJE OSTAJE NA NAMA I SAMO NA NAMA DA TO ODRŽAVAMO.

KUĆANSKI APARATI UHU MENU

IZBORNİK KUĆANSKOG APARATA UHU NAPRAVLJEN JE NA VIŠE OD 30 JEZIKA TAKO DA GA SVATKO MOŽE KORISTITI VRLO JEDNOSTAVNO. OBZIROM DA SE RADI O EKRANU OSJETLJIVOM NA DODIR, SVE SE RADI KAO NA MOBITELU.

NA POČETNOJ STRANICI IZBORNİK, NA DNU EKRANA, POSTOJI ODABIR RAZNIH STVARI (LISTING, PRETRAGA PO ABECEDU, PROFILI/ZA 4 OSOBE), TE POSTAVKE U KOJIMA KADA SE PRITISNE IMA ODABIR STVARI KAO ŠTO SU JEZICI, ODABIR BOJA POZADE ZA ZASLON, NAČIN MIROVANJA, TEME, WI FI, BLUETOOTH POVEZIVANJE, PODEŠAVANJE ZVUKA, OSVJETLJENJE ZASLONA, PROVJERA NOVIJE VERZIJE... KOJI SE LAKO PODEŠAVAJU U DVA KORAKA, KAO NA SVOM MOBITELU

NA POČETNOJ STRANICI EKRANA NALAZI SE - NA LIJEVOJ STRANI EKRANA - IZBOR OD 30 OSNOVNIH SKUPINA ZA LIJEČENJE. ODABOROM JEDNE OD TIH OSNOVNIH SKRUPA (SKROL GORE/DOLJE) AUTOMATSKI DOLAZITE NA DESNU STRANU EKRANA - IZBORNİK ZA ODABIR PODSKUPINA OSNOVNIH SKUPINA SA PROGRAMOM ZA TRETMAN UNUTAR TE PODSKRUPE, TE ODABIROM ŽELJENOG PROGRAMA U TOM PODGRUPA TADA SE LIJEVI PEMF ODABIR POJAVLJUJE NA ZASLON APLIKATORU, DESNI PEMF DRŽAČI MIKRO STRUJE. PRITISKOM NA JEDNOG OD OVA DVA IZBORA (I U ODNOSU NA ONO ŠTO ŽELITE LIJEČITI), DIĆI ĆETE NA IZRAVAN IZBOR OD NEKADA JEDNOG, NEKADA TRI ILI VIŠE PROGRAMA (ZAKRUŽITE VRIJEME TRAJANJA PROGRAMA) KOJI LEČE ŽELJENU STVAR (RAZLIČITI TESTOVI U SVIJETU SU PRISTUP RAZLIČITIM METODAMA, FREKVENCIJAMA, RASPOREDIMA... A MI VAM IH SVE STAVLJAMO NA RASPOLAGANJE!). ONDA PRITISNITE TAJ KRUG/START. I UDOBNO SE SMJESTITE.

PROGRAMI SU ČESTO VRLO SLOŽENI, ALI SU `SPAKIRANI' U RAZUMNI VREMENSKI OKVIR (NAJČEŠĆE IZMEĐU 20 I 45 MINUTA) PA SMO I NA TAJ NAČIN KORISNICIMA OLAKŠALI TRETMAN

SNAGA PROGRAMA JE VAŠ IZBOR, ALI JE TAKOĐER I VAŠA OBVEZA PAŽLJIVO BIRATI. SVAKI PROGRAM JE UNAPRIJED POSTAVLJEN DA RADI NA SVOJOJ OPTIMALNOJ JAČINI. ALI.. NA DESNOJ STRANI JE ODABIR JAČINE (U % - 25, 50, 75, 100). NAJVEĆA SNAGA NIJE UVIJEK I NAJBOLJI IZBOR. OVISI O VRSTI LIJEČENJA, UDALJENOSTI OD ANTENE, BOLESTI/STANJU... NEKO OPĆE PRAVILO JE DA PROGRAMI KOJI TRAJU DULJE RADE NA NIŽOJ SNAZI DOK ONI KRAĆI RADE NA VEĆOJ. ALI.. SVAKI ORGANIZAM JE MALO DRUGAČIJI I PROGRAME TREBATE PRILAGODITI SEBI. A KAKO SE BOLJE PRILAGODITI NEGO KORISTITI UREĐAJ PO POTREBI?

NAČIN UPOTREBE - PRIMJERI

-- AKO JE NEKI ORGAN BOLESTAN ZBOG DJELOVANJA BAKTERIJA - KORISTITI PROGRAM UKLANJANJA BAKTERIJA (S DRŽAČIMA) JEDNOM UJUTRO, JEDAN PROGRAM DETOKSIKACIJE POPODNE (ANTENE NA UREĐAJU) I NAVEČER JEDAN PROGRAM ZA POTICANJE RADA TOG ORGANA (ANTENE NA TIJELU) PITI ČAJ I VODU ZA IZBACIVANJE OTROVA

--AKO TREBATE OPORAVITI ORGANE ILI KOSTI NAKON OZLJEDE ILI LOMA-- POKRENITE PROGRAM ZA OPORAVAK/STIMULACIJU TOG SASTAVA ORGANA ILI KOSTIJU JEDNOM UJUTRO I NAVEČER, TIJEKOM DANA KORISTITE PROGRAM SCHUMANN/ZEMLJA. AKO POSTOJI BOL, TIJEKOM DANA KORISTITI PROGRAM ZA PROTIV BOLI (IZ IZBORNIKA ODABERITE VRSTA/MJESTO BOLI)

-- AKO JE POTREBAN TRETMAN PROTIV NESANICE, PUSTI PROGRAM SPAVANJA NAVEČER ILI - PRVO PRIJE VEČERI PROBAJTE PROGRAM EARTH ILI EARTH+, MOŽDA JE VEĆ JEDAN OD NJIH DOVOLJAN

IMA MNOGO PRIMJERA. TRENUTNO JE OKO 1400 PROBLEMA, MOGUĆIH PROBLEMA BAREM TOLIKO. SVI SMO MI RAZLIČITI I JEDAN PROGRAM KOJI NA NEKOG DJELUJE ODMAH, NA DRUGOGA MOŽE IMATI MALO ODGOĐENI UČINAK. NARAVNO, POD UVJETOM DA SMO IGRALI PRAVI PROGRAM.

NAPOMENA

UREĐAJ NE SMIJEJU SAMO KORISTITI DJECA MLAĐA OD 16 GODINA. UVIJEK DA JE NEKO STARIJI PORED NJIH KOJI BI POMAGAO U KORIŠTENJU EAR kućanskog aparata.