

UHU Heimgerät – TECHNISCHE DATEN

PAKET ENTHÄLT EU PD USB C GLEICHRICHTER 220V-110V / 5-20V, 2-10A

LEISTUNG - MAX. 100 W

STROMVERBRAUCH – MAX. 100 W

MAGNETFELDSTÄRKE - 2 mikroT - 10 milliT

ARTEN VON ELEKTROMAGNETISCHEN FELDERN – HERZ- UND SKALARFELD

ARTEN DER ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN - SINUS, DREIECK, QUADRAT UND SÄGEZAHN

ABMESSUNGEN UND MATERIAL DES GERÄTS – 20 x 20 x 4, VOLLSTÄNDIGES HOLZ

ABMESSUNGEN UND MATERIAL DER ANTENNE: R15 x 2, KOHLENSTOFF/KERAMIK-MISCHUNG

GRIFFABMESSUNGEN UND -MATERIAL – R3 x 12, HOCHLEITFÄHIGES DURALUMINIUM

KABELLÄNGE UND -MATERIAL – 1,5 m, DREI-DRAHT-KABEL, KUPFERDRAHT MIT SILIKON-HÜLLE
UND VERNICKELTEN ANSCHLÜSSEN

INHALT DER UHU VERPACKUNG

1. GERÄT	1 STÜCK
2. ANTENNENAPPLIKATOREN	2 STÜCK
3. HALTER	2 STÜCK
4. GLEICHRICHTER	1 STÜCK
5. KABEL	2 STÜCK
6. RIEMEN ZUR BEFESTIGUNG VON	2 STÜCKEN
7. GEBRAUCHSANLEITUNG	1 STÜCK
8. GARANTIEZERTIFIKAT	1 STÜCK
9. BOX/PACKUNG	1 STÜCK

WICHTIGE WARNHINWEISE / GARANTIEBEDINGUNGEN

Lassen Sie das Gerät (GERÄT und ANTENNEN) vor dem Einschalten an die Raumtemperatur akklimatisieren.

Schließen Sie das Gerät nicht an alte, defekte und ungeerdete Steckdosen an!

Setzen Sie das Gerät, die Antennen, Halterungen, Kabel und den Gleichrichter (im Folgenden als „Gerät“ bezeichnet) niemals Temperaturen unter 4 °C und über 40 °C (39 °F – 104 °F) aus!

Setzen Sie das Gerät keiner offenen Hitze bei hohen Temperaturen aus (direkte und/oder starke Sonneneinstrahlung, in der Nähe eines Feuers oder eines starken Heizelements). Schalten Sie das Gerät nicht ein.

Biegen Sie die Kabel nicht gewaltsam und unnötig ab, brechen Sie sie nicht, schneiden oder zerreißen Sie die Stecker nicht (fassen Sie die Kabel beim Herausziehen aus dem Gerät/Antenne/Halterung nur an den Gummi-Kunststoff-Steckern an, niemals an den Kabeln). Das Gleiche gilt auch für den Gleichrichter – Fassen Sie ihn immer an den massiven Anschlüssen an, niemals am Kabel!

Setzen Sie das Gerät keiner extremen Kälte und Eis aus. Gießen Sie niemals Wasser auf das Gerät und halten Sie es generell von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit fern!

Nehmen Sie das Gerät nicht mit nassen und/oder fettigen Händen in die Hand!

Wischen Sie das Gerät niemals mit Reinigungsmitteln ab, waschen oder befeuchten Sie es auf keine Weise (nur mit einem weichen Tuch abwischen)!

Werfen Sie das Gerät nicht aus der Höhe und schlagen Sie es nicht mit harten und/oder scharfen Gegenständen!

Nehmen Sie das Gerät nicht in den Mund und/oder verwenden Sie es nicht als Untersetzer!

Öffnen Sie das Gerät nicht und verändern/reparieren Sie Teile des Geräts nicht selbst zu Hause!

Geben Sie das Gerät nicht an Kinder unter 16 Jahren weiter, um es selbst zu benutzen und/oder damit zu spielen und es in den Mund zu nehmen!

GEBRAUCHSANLEITUNG

- VERWENDUNG DES PROGRAMMS, WENN SICH DIE ANTENNEN AUF DEM GERÄT SELBST BEFINDEN

1. GLEICHRICHTER (4) AN GERÄT (1) ANSCHLIESSEN



2. DAS ANDERE ENDE DES GLEICHRICHTERS (4) IN DIE STECKDOSE STECKEN

3. STECKEN SIE DIE EXTERNEN ANTENNEN DES APPLIKATORS (2) IN DIE ANSCHLÜSSE DES GERÄTS (1). JE NACH AUSWAHL DES PROGRAMMS SETZEN SIE EINE ODER BEIDE ANTENNEN IN IHRE SITZE AUF DEM GERÄT UND BESTIMMEN SIE, OB DIE ANTENNEN AUF DIESELBEN ODER AUF VERSCHIEDENE SEITEN WIE AUF DEM BILD GERICHTET SIND, ALLES JE NACH DER ART DES GEWÜNSCHTEN PROGRAMMS EINE ANDERE PLATZIERUNG DER ANTENNEN AUFGRUND DER ERFORDERLICHEN ARTEN VON EL. MAGNETFELD UND WELLEN



4. SCHALTEN SIE DAS GERÄT EIN, INDEM SIE DEN SCHALTER AUF DER RÜCKSEITE DES GERÄTS DRÜCKEN



5. WÄHLEN SIE IM MENÜ (STARTSEITE), DAS AUF DEM BILDSCHIRM DES GERÄTS ERSCHEINT, AUF DER LINKEN SEITE DES BILDSCHIRMS IM DROPDOWN-MENÜ (NACH OBEN/UNTEN SCROLLEN) DAS GEWÜNSCHTE AKTIONSPROGRAMM AUS – UNTERGRUPPEN DES GERÄTS DIE

AUSGEWÄHLTE HAUPTGRUPPE AUF DER LINKEN SEITE WIRD AUTOMATISCH AUF DER RECHTEN SEITE DES BILDSCHIRMS ERSCHEINEN. INDEM SIE AUF DER RECHTEN SEITE DES BILDSCHIRMS NACH OBEN / UNTEN SCROLLEN, WÄHLEN SIE DAS GEWÜNSCHTE PROGRAMM AUS DER AUSGEWÄHLTEN UNTERGRUPPE AUS. DANN ERSCHEINT AUF DEM BILDSCHIRM DIE AUSWAHL – ANTENNEN / HALTERUNGEN. SIE DRÜCKEN AUF DEN APPLIKATOR UND EINE, ZWEI ODER MEHR ANGEBOtene OPTIONEN/PROGRAMME ZUR BEHANDLUNG DER AUSGEWÄHLTEN KRANKHEIT WERDEN NACH EINS AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT. DANN DURCH KLICKEN AUF DEN GEWÜNSCHTEN KREIS/PROGRAMM STARTEN (EIN KREIS ERSCHEINT MIT DER DAUER DER PROGRAMMOPTION). JEDES PROGRAMM IST BEREITS AUF DIE ERFORDERLICHE DAUER EINGESTELLT UND DAS GERÄT SCHALTET SICH AUTOMATISCH AUS, WENN DIE PROGRAMMDAUER ABGELAUFEN IST, UND DER COUNTDOWN WIRD AUF DEM BILDSCHIRM SICHTBAR. WENN SIE DAS PROGRAMM WÄHREND DER DAUER DES PROGRAMMS AUS IRGEND EINEM GRUND ANHALTEN MÜSSEN, DRÜCKEN SIE UNTEN AUF DEM BILDSCHIRM AUF „PAUSE“, JETZT `START` DAS PROGRAMM FÄNGT DORT AN, WO SIE AUFGEHÖRT HABEN.



HINWEIS – WÄHREND DER VERWENDUNG DER PROGRAMME, WENN DIE ANTENNEN AN DAS GERÄT ANGESCHLOSSEN SIND, WIRD DER EMPFOHLENE ABSTAND VOM GERÄT/DER ANTENNE ZU IHNEN NACH DER LEISTUNG BESTIMMT, DIE SIE IM GERÄTEMENÜ AUSGEWÄHLT HABEN – 25, 50, 75, 100 %

SCHWACH – max. 0,5 m / MITTEL – max. 1 m / STARK – max. 2 m

- ANWEISUNGEN ZUR NUTZUNG DES PROGRAMMS MIT INHABERN

1. EIN ENDE DER KABEL (5) IN DIE HALTERUNGEN (3) VERBINDEN (STECKEN)



2. DAS ANDERE ENDE DER KABEL (5) IN DAS GERÄT (1) STECKEN



3. SCHALTEN SIE DAS GERÄT EIN (1), INDEM SIE DEN SCHALTER AUF DER RÜCKSEITE DES GERÄTS DRÜCKEN



4. WÄHLEN SIE IM MENÜ (STARTSEITE), DAS AUF DEM BILDSCHIRM DES GERÄTS ERSCHEINT, AUF DER LINKEN SEITE DES BILDSCHIRMS IM DROPDOWN-MENÜ (NACH OBEN/UNTEN SCROLLEN) DAS GEWÜNSCHTE AKTIONSPROGRAMM AUS – AUF DER RECHTEN SEITE AUF DEM BILDSCHIRM WERDEN AUTOMATISCH DIE UNTERGRUPPEN DER AUSGEWÄHLTEN HAUPTGRUPPE AUF DER LINKEN SEITE ERSCHEINEN. DURCH AUSWÄHLEN VON NACH UNTEN (AUF/NACH UNTEN) AUF DER RECHTEN SEITE DES BILDSCHIRMS WÄHLEN SIE DAS GEWÜNSCHTE PROGRAMM AUS DER AUSGEWÄHLTEN UNTERGRUPPE AUS. DANN ERSCHEINT DIE AUSWAHL AUF DEM BILDSCHIRM – ANTENNEN ODER HALTERUNGEN. DRÜCKEN SIE AUF DIE HALTERUNGEN UND EINE, ZWEI ODER MEHR ANGEBOtene OPTIONEN/PROGRAMME ZUR BEHANDLUNG DER AUSGEWÄHLTEN KRANKHEIT ERSCHEINEN NACH DEM BILD AUF DEM BILDSCHIRM. DANN, DURCH KLICKEN AUF DIE GEWÜNSCHTE OPTION, STARTEN SIE SELBEN. JEDES PROGRAMM IST BEREITS AUF DIE ERFORDERLICHE DAUER EINGESTELLT UND DAS GERÄT SCHALTET SICH AUTOMATISCH AUS, WENN DIE PROGRAMMDAUER ABGELAUFEN IST, UND DER COUNTDOWN WIRD AUF DEM BILDSCHIRM SICHTBAR. WENN SIE DAS PROGRAMM WÄHREND DER DAUER DES PROGRAMMS AUS IRGEND EINEM GRUND ANHALTEN MÜSSEN, DRÜCKEN SIE DIE TASTE „PAUSE“. DAS PROGRAMM WIRD ANGEHALTEN. WENN SIE DANN FORTFAHREN MÖCHTEN, DRÜCKEN SIE DIE TASTE ITI (JETZT STEHT „START“) DAS PROGRAMM WIRD GENAU DORT FORTGESETZT, WO SIE ES AUFGEHÖRT HABEN.



5. FANGEN SIE EINEN GRIFF MIT BEIDEN HÄNDEN (3) WIE IM BILD, BIS DIE DAUER DES GEWÜNSCHTEN PROGRAMMS ENDET. OBEN AN DEN HALTERUNGEN LEUCHTEN ZWEI LED-LEUCHTEN AUF, ALS ZEICHEN DAFÜR, DASS DAS PROGRAMM FUNKTIONIERT UND DAS MIKROSTROM-/EM-FELD DURCH IHREN KÖRPER ÜBERTRÄGT.

HINWEIS – DIESE INHABER DIENEN IN ERSTER LINIE FÜR PROGRAMME ZUR BESEITIGUNG VON BAKTERIEN, VIREN, PARASITEN, PILZEN, WÜRMERN, BREITZELLEN... UND DEN PROGRAMMEN FÜR DIESE BEHANDLUNGEN (AUFGRUND DER NATUR DER KRANKHEIT UND DES HÄUFIGKEITSBEREICHS IHRER ARBEIT AUCH). DIE ART UND WEISE UNSERER PROGRAMMIERUNG SIND INDIVIDUELL. NATÜRLICH MACHT ES IHNEN NICHTS AUS, SIE FÜR ANDERE PROGRAMME ZU VERWENDEN, ABER ES IST ABSOLUT UNNÖTIG (UND UNBEQUEM), DIESE KNÖPFE EINE HALBE STUNDE LANG GEDRÜCKT ZU HALTEN, UND DER EFFEKT IST DER GLEICHE WIE BEI DER VERWENDUNG EXTERNER ANTENNEN/APPLIKATOREN. DA DIE GRIFFE FÜR DIE OBEN GENANNTE ZWECKE ENTWICKELT UND AUF DIE FUNKTIONSWEISE DES GERÄTS ENTWICKELT SIND, WIRD ES UNBEDINGT EMPFOHLEN, SIE NUR FÜR DIESEN ZWECK ZU VERWENDEN.



WARNUNG – ACHTEN SIE BEIM ANSCHLIESSEN UND TRENNEN DER KABEL IN DAS GERÄT UND/ODER IN DIE HALTERUNGEN DARAUF, NUR DIE KABELANSCHLÜSSE (KUNSTSTOFFGUMMITEIL) UND NIEMALS DIE KABEL SELBST ZU HALTEN. BIEGEN ODER BRECHEN SIE DIE KABEL NICHT MIT GEWALT

DAS UHU GERÄT VERFÜGT ÜBER VIELE ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN, VON DENEN DIE VIELLEICHT KOMFORTABELSTE IST, DASS ES ÜBER 4 VOREINGESTELLTE PROGRAMME VERFÜGT. DAS BEDEUTET, DASS 4 PERSONEN IHRE BEVORZUGTEN/NOTWENDIGEN PROGRAMME UNTER IHRER

DAS UHU GERÄT VERFÜGT ÜBER EINE BASIS VON ETWA 1400 KRANKHEITEN UND BEDINGUNGEN UND ETWA 3500 PROGRAMME UND BESCHREIBUNGEN IN ÜBER 30

WELTSPRACHEN, WAS VIELEN MENSCHEN AUF DER WELT EINE EINFACHE UND PRÄZISE VERWENDUNG ERMÖGLICHT

WIE MAN ES VERWENDET – SIE MÜSSEN ES GUT STUDIEREN

ES GELTEN EINIGE ALLGEMEINE REGELN FÜR DIE VERWENDUNG DES UHU-HEIMGERÄTS. DA ES DIE WAHL ZWISCHEN ZWEI ARTEN VON ELEKTROMAGNETISCHEN FELDERN (HERZ- UND SKALARFELD) GIBT, IST ES NOTWENDIG, DIES ZU SAGEN.

- ZUM FÜLLEN UNSERER ZELLEN MIT DER NOTWENDIGEN ENERGIE (SPANNUNG), BEHANDLUNG DER VERBESSERUNG VON ORGANEN UND SYSTEMEN, SCHMERZEN, WIEDERHERSTELLUNG DER NERVEN- UND GEHIRNFUNKTIONEN, RUHE, KONZENTRATION, SCHLAF... WIRD DAS SKALARFELD VERWENDET. DIES WIRD ERREICHT, WENN DIE ANTENNEN (OBWOHL SIE DIREKT UND OHNE KABEL IM GERÄT ENTHALTEN SIND) EINANDER ZUGEWANDT ODER GEGENÜBERLIEGEND SIND. BEI BEHANDLUNGEN, BEI DENEN DIE ANTENNEN DES GERÄTS ÜBER DIE KABEL ANGESCHLOSSEN SIND UND SIE SIE AUF DEM KÖRPER ODER NEBEN DEM KÖRPER PLATZIEREN, STELLEN SIE SICHER, DASS SIE AUF ENTGEGENGEGESETZTEN SEITEN LIEGEN. ODER... PLATZIEREN SIE EINE ANTENNE AUF EINER SEITE DES GEWÜNSCHTEN BEHANDLUNGSSORTS UND EINE ANDERE AUF DER ANDEREN SEITE, SO DASS SIE PRAKTISCH IN DER EM SIND. FELD ZWISCHEN DEN ANTENNEN.

- ZUR BEHANDLUNG DER HEILUNG ALLER WUNDEN, KNOCHEN, SEHEN, BÄNDER UND VERLETZUNGEN ALLER ART, BEI DENEN EINE INVASIVERE BEHANDLUNG ERFORDERLICH IST... ES WERDEN WEITERE HERZ-FELDER VERWENDET (OBWOHL DAS SKALARFELD AUCH GUT FUNKTIONIERT). DAS HERTZSCHE FELD WIRD ERREICHT, WENN DIE ANTENNEN (OBWOHL SIE DIREKT UND OHNE KABEL AN DAS GERÄT ANGESCHLOSSEN SIND) AUF DIE GLEICHE SEITE ZEIGEN. BEI BEHANDLUNGEN, BEI DENEN DIE ANTENNEN DES GERÄTS ÜBER DIE KABEL ANGESCHLOSSEN SIND UND SIE SIE AUF DEM KÖRPER ODER NEBEN DEM KÖRPER PLATZIEREN, STELLEN SIE SICHER, DASS SIE AUF DIE GLEICHE SEITE ZEIGEN. ODER... PLATZIEREN SIE EINE ANTENNE AUF EINER SEITE DES GEWÜNSCHTEN BEHANDLUNGSSORTS UND EINE ANDERE AUF DER ANDEREN SEITE, SO DASS SIE PRAKTISCH IN DER EM SIND. FELD ZWISCHEN DEN ANTENNEN. UND DAS IST ALLES.

- ZUR ZERSTÖRUNG VON BAKTERIEN, PILZEN, VIREN, POLYPEN, SCHRECKLICHEN ZELLEN, WÜRMERN, PARASITEN, WARZEN, MYOMEN... AM HÄUFIGSTEN WERDEN ZWEI ALUMINIUMSTÄBE ENTWICKELT, DIE DURCH DIE KABEL IN DAS GERÄT EINGESETZT WERDEN (EINER IN DER LINKEN UND DER ANDERE IN DER RECHTEN HAND). WÄHREND DER DAUER DES GEWÜNSCHTEN PROGRAMMS VERWENDET. DADURCH ENTSTEHT EINE BESONDERE ART VON

MIKROSTROM UND ELEKTROMAGNETISCHEM FELD, DAS IM BEREICH DES GESAMTEN KÖRPERS UND DURCH DIREKTE WIRKUNG DURCH DEN KÖRPER HINDURCH PROBLEME BEI DEN FREQUENZEN DER GEGEBENEN PROGRAMME AUFFINDET UND DIESE BESEITIGT.

BEI DEN MEISTEN PROGRAMMEN REICHT ES AUS, SIE NUR EINMAL AM TAG DURCHZUFÜHREN, BIS DER GESUNDHEITZUSTAND DES KÖRPERTEILS, DEN SIE REGENERIEREN MÖCHTEN, AUSREICHEND IST.

EINIGE BEDINGUNGEN ERFORDERN DIE ANWENDUNG ZWEIMAL TÄGLICH (MORGEN UND ABEND), Z. B. DIE SCHNELLE BEHANDLUNG VON SPORTVERLETZUNGEN UND EINIGE SCHWERE PROBLEME.

ACHTUNG – DIE MEISTEN DINGE UND BEDINGUNGEN WERDEN AUSSCHLIESSLICH NACH BEDARF BEHANDELT, WAS BEDEUTET, DASS DAS GERÄT NICHT PRÄVENTIV EINSCHALTET, NUR WEIL ES DA IST ODER WEIL SIE GERADE ZEIT HABEN, ZU HAUSE ZU SITZEN. WIR GEBEN DIE FOLGENDEN EMPFEHLUNGEN:

1. ALLGEMEINE PROGRAMME - ERDE, RUHE, ENTSPANNUNG, KONZENTRATION, SCHLAF... KÖNNEN ZU JEDER ZEIT DES TAGES VERWENDET WERDEN (ZUM SCHLAF WIRD ES NATÜRLICH NACHTS VERWENDET) UND SIND SOGAR FÜR EINE LÄNGERE VERWENDUNG MIT DEM ANTENNEN (APPLIKATOREN) IM GERÄT SELBST EINGESETZT, KLEINE ODER MITTLERE LEISTUNG UND ABHÄNGIG VON DER ENTFERNUNG DES GERÄTS ZU IHNEN UND/ODER DER GRÖSSE DES RAUMS.

2. PROGRAMME ZUR BESEITIGUNG VON BAKTERIEN, PARASITEN, VIREN, PILZEN, WÜRMERN, RÖDLICHEN ZELLEN (PROGRAMME MIT HALTERN) MIT MITTLERER ODER HÖHERER WIRKUNG... WERDEN NUR VERWENDET, WENN DIE GENAUE EXISTENZ VON IHNEN DURCH KREUZVERSUCHE NACHGEWIESEN WIRD UND BLUTANALYSE IN VERBINDUNG MIT EINER QUANTUMENUNTERSUCHUNG... EINE BEHANDLUNG EIN ODER (WENIGER) ZWEIMAL TÄGLICH WIRD EMPFOHLEN, ABHÄNGIG VON DER ART UND MENGE SOLCHER SCHÄDLICHEN MIKROORGANISMEN IN UNSEREM KÖRPER (BLUTANALYSE) SOWIE DEM ZUSTAND UNSERES KÖRPERS. ES IST ZU BERÜCKSICHTIGEN, DASS JEDE ZERSTÖRUNG SOLCHER ANGRIFFE DAZU FÜHRT, DASS SICH DAS GIFT IN KLEINE TEILE AUFLÖST UND DASS SIE ALS SOLCHE AUS DEM KÖRPER FREIGELEGT WERDEN MÜSSEN. NATÜRLICH GESCHIEHT DIES MIT VIEL TEE UND WASSER, ES IST EIGENTLICH NOTWENDIG, EINEN GENAUEN UND RICHTIGEN ZEITVERHÄLTNIS ZWISCHEN DER ZERSTÖRUNG UNERWÜNSCHTER MIKROORGANISMEN IN UNSEREM KÖRPER UND DEREN AUSLEITUNG ZU SCHAFFEN.

DESHALB WERDEN DIESE PROGRAMME EINMAL TÄGLICH (MORGENS) GESPIELT. AM NACHMITTAG WIRD DAS PROGRAMM ZUR VERBESSERUNG DER ARBEIT DES ANGEGRIFFENEN ORGANS UND AM ABEND DAS PROGRAMM ZUR ENTGIFTUNG DES ORGANISMUS GESTARTET, WELCHES DIESE GIFTE ÜBER DIE NACHT UND AM MORGEN BEI ETWAS ERHÖHTER FLÜSSIGKEITSAUFNAHME AUSSCHLIEßEN UND SO VERHINDERN WÜRD EINE MÖGLICHE AKTUELLE VERSCHLECHTERUNG DES ZUSTANDS AUFGRUND EINER ZU SCHNELLEN BESEITIGUNG SCHÄDLICHER RÜCKSTÄNDE. DER ELIMINIERUNGSPROZESS (DIE ERFORDERLICHE ZEIT, UM SIE AUS DEM ORGANISMUS ZU ENTFERNEN) DAUERT 2 (ZWEI) BIS 10 (ZEHN) TAGE, MIT AUSNAHME DER BEHANDLUNG DER ABGESCHLOSSENEN ZELLEN (40 TAGE – WIR SENDEN DAS PROTOKOLL AUF ANFRAGE AN E-MAIL), ABHÄNGIG VON DER ART DES MIKROORGANISMUS. UND DAS ALLES OHNE DIE EINNAHME KLASSISCHER MEDIKAMENTE.

3. PROGRAMME ZUR VERBESSERUNG DER ARBEIT ODER DER ERHOLUNG NACH KRANKHEIT, FRAKTUR, DEHNUNG – ORGANE, GEWEBE, KNOCHEN, BINDEGEWEBE, MUSKELN, AUGEN, HAARE, HAUT... KÖNNEN EIN- BIS ZWEIMAL TÄGLICH PROBLEMLoS ANGEWENDET WERDEN. DIESE PROGRAMME WERDEN AM HÄUFIGSTEN MIT ANTENNEN (APPLIKATOREN) VERWENDET, DIE DIREKT AN DER GEWÜNSCHTEN STELLE DES KÖRPERS PLATZIERT (ODER BEFESTIGT) SIND.

ES SOLLTE NICHT BETONT WERDEN, DASS DIESE PROGRAMME NICHT NUR PRÄVENTIV EINGESETZT WERDEN, DENN... WAS IST DER ZWECK UND DIE NOTWENDIGKEIT, WENN ALLES IN ORDNUNG IST?

DIESE PROGRAMME KÖNNEN (UND SOLLTEN) MIT KLASSISCHEN PHYSIOTHERAPEUTISCHEN ÜBUNGEN KOMBINIERT WERDEN UND ALLE GEMEINSAM FANTASTISCHE ERGEBNISSE ERZIELEN.

ES SIND VIELE PROGRAMME IM UHU GERÄT, ÜBER 3.500 IM STARTPAKET, DAHER IST ES FAST UNMÖGLICH, JEDER PERSON DIE ANWENDUNGSZAHL FÜR JEDES PROGRAMM INDIVIDUELL ZU EMPFEHLEN, ABER DIE GRUNDLEGENDEN RICHTLINIEN SIND DA. DAS IST ZWEIFELLOS UNBESTREITBAR UND SICHER. DAS UHU GERÄT SELBST FUNKTIONIERT SCHNELL UND EFFIZIENT UND ES IST NICHT NOTWENDIG UND MANCHMAL KONTRAPRODUKTIV, ES UNUNTERBROCHEN ZU VERWENDEN. NUTZEN SIE IHRE FREIZEIT FÜR SPAZIERGANG, ÜBUNGEN, LESEN, GESELLSCHAFTLICHES TREFFEN. WIE WIR BEREITS GESAGT HABEN, LIEGT ES AN UNS, SICH RICHTIG ZU VERHALTEN. DAS UHU-HEIMGERÄT IST FAST ALLMÄCHTIG, ABER ES HILFT UNS, WIEDER AUF DEN WEG DER GESUNDHEIT ZURÜCKZUKEHREN – WANN IMMER SIE ES BRAUCHEN! ES BLEIBT WEITERHIN BEI UNS UND NUR BEI UNS, ES AUFZUBEWAHREN.

UHU HEIMGERÄT - MENÜ

DAS UHU MENÜ DES HEIMGERÄTS IST IN MEHR ALS 30 SPRACHEN ERSTELLT, SO DASS JEDER ES SEHR EINFACH VERWENDEN KANN. DA ES SICH UM EINEN BERÜHRUNGSEMPFINDLICHEN BILDSCHIRM HANDELT, LÄUFT ALLES WIE AUF EINEM MOBILTELEFON AB.

IM MENÜ DER HEIMSEITE GIBT ES UNTEN AUF DEM BILDSCHIRM EINE AUSWAHL VERSCHIEDENER DINGE (LISTE, ALPHABETISCHE SUCHE, PROFILE/FÜR 4 PERSONEN) UND DIE EINSTELLUNGEN, IN DENEN BEIM DRÜCKEN EINE AUSWAHL DER DINGE GIBT WIE SPRACHEN, FARBWAHL DER BILDSCHIRMHINTERGRUNDBILDER, SCHLAFMODUS, THEMEN, WLAN, BLUETOOTH-VERBINDUNG, TONANPASSUNG, BILDSCHIRMBELEUCHTUNG, ÜBERPRÜFEN DER NEUEREN VERSION... DIE EINFACH IN ZWEI SCHRITTEN EINGESTELLT WERDEN, WIE AUF JEDEM HANDY.

AUF DER STARTSEITE DES BILDSCHIRMS FINDEN SIE AUF DER LINKEN BILDSCHIRMSEITE EINE AUSWAHL VON 30 GRUNDGRUPPEN FÜR DIE BEHANDLUNG. DURCH AUSWÄHLEN EINER DIESER BASISGRUPPEN (AUF/AB SCROLLEN) GELANGEN SIE AUTOMATISCH AUF DIE RECHTE SEITE DES BILDSCHIRMS – DAS AUSWAHLMENÜ DER UNTERGRUPPEN DER GRUNDGRUPPEN MIT DEM PROGRAMM FÜR DIE BEHANDLUNG INNERHALB DIESER UNTERGRUPPE, UND DURCH AUSWÄHLEN DES GEWÜNSCHTEN PROGRAMMS IN DIESER UNTERGRUPPE, DIE LINKE PEMF-AUSWAHL ERSCHEINT AUF DEM BILDSCHIRM, RECHTE MIKROSTROM-PEMF-HALTER. INDEM SIE AUF EINE DIESER BEIDEN WAHLEN DRÜCKEN (UND BEZÜGLICH DEM, WAS SIE BEHANDELN MÖCHTEN), GELANGEN SIE ZU EINER DIREKTEN AUSWAHL VON MANCHMAL EINEM, MANCHMAL DREI ODER MEHR PROGRAMMEN (KREIS MIT PROGRAMMDAUER UND ZEIT), DIE DAS GEWÜNSCHTE DING BEHANDELN (VERSCHIEDENE TESTS AUF DER WELT SIND DER ZUGANG ZU VERSCHIEDENEN METHODEN, HÄUFIGKEITEN, ZEITPLANEN... UND WIR HABEN SIE ALLE ZU IHRER VERFÜGUNG GESTELLT!) UND STARTEN DES GEWÜNSCHTE PROGRAMM. DANN DRÜCKEN SIE AUF DEN KREIS UND MACHEN SIE ES SICH BEQUEM.

DIE PROGRAMME SIND HÄUFIG SEHR KOMPLEX, ABER SIE SIND IN EINEM ANGEMESSENEN ZEITRAHMEN „VERPACKT“ (MEISTLICH LIEGEN ZWISCHEN 20 UND 45 MINUTEN), SO DASS WIR DIE BEHANDLUNG FÜR DEN ANWENDER AUCH AUF DIESE WEISE EINFACHER MACHEN.

DIE LEISTUNG DES GERÄTS LIEGT IN IHRER HAND, ABER ES IST AUCH IHRE PFLICHT, SORGFÄLTIG AUSZUWÄHLEN. JEDES PROGRAMM IST AUF DIE OPTIMALE STÄRKE VOREINGESTELLT. ABER... AUF DER RECHTEN SEITE GIBT ES EINE AUSWAHL DER STÄRKE (IN % - 25, 50, 75, 100). DIE GRÖßTE STÄRKE IST NICHT IMMER DIE BESTE WAHL. ES HÄNGT VON DER ART DER BEHANDLUNG, DEM ABSTAND VON ANTENNEN, KRANKHEITEN/BEDINGUNGEN AB... EINE ALLGEMEINE REGEL IST, DASS PROGRAMME, DIE LÄNGER DAUERN, BEI NIEDRIGERER LEISTUNG ARBEITEN, WÄHREND

DIE KÜRZEREN BEI HÖHERER ARBEITEN. ABER ... JEDER ORGANISMUS IST EIN WENIG ANDERS UND SIE MÜSSEN DIE PROGRAMME AN SICH SELBST ANPASSEN. UND WIE LÄSST SICH DAS BESSER ANPASSEN ALS DAS GERÄT BEI BEDARF ZU VERWENDEN?

ANWENDUNGSMETHODE – BEISPIELE

- WENN EIN ORGAN AUFGRUND DER EINWIRKUNG VON BAKTERIEN KRANKHEIT IST – VERWENDEN SIE DAS BAKTERIEN-ELIMINIERUNGSPROGRAMM (MIT HALTERN) EINMAL AM MORGEN, EIN ENTGIFTUNGSPROGRAMM AM NACHMITTAG (ANTENNEN AUF DEM GERÄT) UND EIN PROGRAMM, UM DIE ARBEIT DIESES ORGANS ZU FÖRDERN (ANTENNEN AM KÖRPER) ABENDS TEE UND WASSER TRINKEN, UM GIFTSTOFFE AUSZUSCHLIESSEN.

- WENN SIE ORGANE ODER KNOCHEN NACH EINER VERLETZUNG ODER EINEM BRUCH WIEDERHERSTELLEN MÜSSEN - FÜHREN SIE DAS PROGRAMM EINMAL AM MORGEN UND AM ABEND ZUR WIEDERHERSTELLUNG/ANREGUNG DER ARBEIT DIESES ORGANS ODER DER KNOCHENZUSAMMENSETZUNG AUS. VERWENDEN SIE DEN SCHUMANN/ ERDE-PROGRAMM. BEI SCHMERZEN TAGSÜBER DAS SCHMERZRESISTENZPROGRAMM NUTZEN (ART/ORT DES SCHMERZES AUS DEM MENÜ AUSWÄHLEN).

- WENN EINE BEHANDLUNG GEGEN SCHLAFLOSIGKEIT ERFORDERLICH IST, SPIELEN SIE ABENDS DAS SCHLAFPROGRAMM ODER - PROBIEREN SIE VOR DEM ABEND ZUERST DAS ERDE- ODER ERDE+-PROGRAMM AUS, VIELLEICHT REICHT EINES DAVON BEREITS AUS.

ES GIBT VIELE BEISPIELE. DERZEIT GIBT ES ETWA 1.400 PROBLEME, MÖGLICHE PROBLEME MINDESTENS SO VIELE. WIR SIND ALLE VERSCHIEDEN UND EIN PROGRAMM, DAS BEI JEMAND SOFORT FUNKTIONIERT, KANN BEI EINEM ANDEREN MIT ETWAS VERZÖGERUNG EINE WIRKUNG HABEN. NATÜRLICH VORAUSGESETZT, DASS WIR DAS RICHTIGE PROGRAMM GESPIELT HABEN.

BITTE BEACHTEN SIE

DAS GERÄT DARF NICHT ALLEIN VON KINDERN UNTER 16 JAHREN VERWENDET WERDEN. HABEN SIE IMMER EINE ÄLTERE PERSON DABEI, DIE IHNEN BEI DER BENUTZUNG DES UHU HEIMGERÄTS HILFT.

WARNUNG VOR KONTRAINDIKATIONEN

Bisher wurden weltweit mehr als 7.000 klinische Studien und Tests zur Wirkung der PEMF-Therapie durchgeführt. Obwohl es viel zu sein scheint, wurde bisher nur ein Teil der Arbeit geleistet, um die Qualität und Funktionalität dieser Art von Behandlung zu beweisen. Daher wurde nur ein Teil der möglichen Komplikationen untersucht, die eine PEMF-Behandlung verursachen kann. Zum Glück für uns und natürlich hat die PEMF-Therapie keine invasiven und negativen Auswirkungen auf den menschlichen Körper gezeigt. Die Tests laufen weiter und wir sind selbstverständlich verpflichtet und bereit, Sie auf die möglichen Schwierigkeiten hinzuweisen, die bei der Verwendung von PEMF auftreten können.

- DIE ANWENDUNG DER PEMF-THERAPIE WIRD NICHT VON PERSONEN MIT INTEGRIERTEN ELEKTROSTIMULATOREN WIE HERZSCHRITTMACHERN, ELEKTRISCHEN NERVENSTIMULATOREN JEDLICHER ART, INSULINPUMPEN ODER PERSONEN MIT IM KÖRPER IMPLANTIERTEN ELEKTRISCHEN GERÄTEN EMPFOHLEN. WENN SIE DAS UHU-HEIMGERÄT UND DIE PEMF-BEHANDLUNG ALLGEMEIN VERWENDEN, ERFOLGEN SIE AUF EIGENE GEFAHR.

OBWOHL ES BEI PATIENTEN MIT INSTALLIERTEM HERZSCHRITTMACHER UND ÄHNLICHEN ELEKTROSTIMULATOREN UND GERÄTEN IM KÖRPER BISHER KEINE UNERWÜNSCHTEN AUSWIRKUNGEN GAB, BESTEHT IMMER NOCH DIE MÖGLICHKEIT, DASS SIE DURCH DAS ELEKTROMAGNETISCHE FELD DES PEMF-GERÄTS GESTÖRT WERDEN.

- BEVOR SIE IRGEND EINE ART VON PEMF-THERAPIE BEI KINDERN ANWENDEN, DEREN ENTWICKLUNG NOCH NICHT ABGESCHLOSSEN IST (KINDER UNTER 16 JAHREN), MÜSSEN SIE EINEN ARZT KONSULTIEREN. DIE WIRKUNG DER PEMF-THERAPIE WIRD ZWISCHEN DEM REST UND DEN ZELLEN DES GEHIRNS STIMULIERT, WAS ZU BESTIMMTEN BIOPHYSIKALISCHEN PROZESSEN FÜHRT. DIE WIRKUNG VON PEMF BEI KINDERN HAT BISHER KEINE KOMPLIKATIONEN VERURSACHT, ABER ES LIEGT AN UNS, SIE ZU WARNEN.

- PERSONEN MIT EINGESETZTEN PROTHETISCHEN KÖRPERN (ZAHNSATZ) JEDLICHER ART SOLLTEN ZUERST EINEN ARZT KONSULTIEREN. DIESER ZAHNSATZ KANN DURCH DIESES PULSIERENDE ELEKTROMAGNETISCHE FELD MAGNETISIERT WERDEN UND DAHER GELEGENTLICHE REAKTIONEN VERURSACHEN – ZWICKEN, KRIBBELN, JUCKREIZ, UNGEMÄHLICHES GEFÜHL. KONSULTIEREN SIE DAHER ZUNÄCHST EINEN ARZT, DER IHNEN SAGT, AUS WELCHEM MATERIAL IHRE PROTHESE BESTEHT, UND IHNEN WEITERE ANWEISUNGEN GIBT. BISHER GAB ES BEI DIESEN PATIENTEN KEINE KOMPLIKATIONEN DURCH PEMF, ABER ES LIEGT AN UNS, SIE ZU WARNEN.

- MENSCHEN MIT TRANSPLANTIERTEN ORGANEN SOLLTEN ZUERST DEN ARZT KONSULTIEREN. DIES LIEGT DARAN, DASS DIESE PERSONEN NORMALERWEISE MEDIKAMENTE EINNEHMEN, UM DIE ABSTOßUNG DIESER ORGANE DURCH IHREN KÖRPER ZU VERHINDERN. ES BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT, DASS EINE AGGRESSIVE PEMF-THERAPIE IN DER ANFANGSPHASE DER TRANSPLANTATAKZEPTANZ EINE GEGENWIRKUNG HERVORRUFEN KÖNNTE, DIE DARIN BESTEHT, DIE WIRKUNG DES VOM ARZT VERSCHRIEBENEN ANTI-ABSTOßUNGSMEDIKAMENTES ZU NEUTRALISIEREN. IN DIESEM FALL GIBT ES BISHER KEINE KOMPLIKATIONEN, ABER ES LIEGT AN UNS, SIE ZU WARNEN.

- DER EINSATZ DER INVASIVEN PEMF-THERAPIE WIRD FÜR SCHWANGERE FRAUEN IN DER FRÜHPHASE BIS ZUR 20. SCHWANGERSCHAFTSWOCHEN NICHT EMPFOHLEN. DIES IST EINE VORBEUGENDE MASSNAHME. BISHER GIBT ES KEINE NACHTEILICHEN AUSWIRKUNGEN BEI DER PEMF-BEHANDLUNG BEI SCHWANGEREN FRAUEN, ABER NIEDERFREQUENZ-PEMF KANN DIE ENTWICKLUNG DES FÖTUS NACHTEILIG BEEINFLUSSEN (ES WURDE NOCH NICHT IM EINZELNEN GETESTET), UND ES LIEGT AN UNS, SIE ZU WARNEN, DASS SIE DAS NICHT TUN ODER TUN SIE ES AUF EIGENE GEFAHR.